

## Медицинская центрифуга Hettich ROTINA 380

Медицинские центрифуги    Арт. 1701



- Тип центрифуги: с естественным охлаждением
- Размер центрифуги: настольная
- Макс. скорость вращения, об/мин: 15000
- Относительное центробежное ускорение (ОЦУ, RCF), g: 24900



Под заказ

**Наличие регистрационного удостоверения**

**РЗН 2018/7958 от 21.12.2018**

### Описание

#### Медицинская центрифуга Hettich ROTINA 380

Центрифуга Hettich ROTINA 380 сочетает в себе высокую скорость работы с максимальной экономией пространства. Это высокопроизводительная центрифуга с большим набором принадлежностей для выполнения различных задач без необходимости замены ротора.

Размер и производительность ROTINA 380 делают её идеальной настольной центрифугой для большинства клинических, исследовательских и промышленных лабораторий.

ROTINA 380 может центрифугировать большое количество пробирок для забора крови с использованием как горизонтального, так и вертикального ротора. Есть аксессуары для работы с ПЦР наборами среднего размера и коническими пробирками объёмом 5 мл. Центрифуга может работать со многими ёмкостями для клеточных культур и коническими пробирками объёмом 50 мл для разделения клеток, а также совместима с различными планшетами и штативами для проведения твердофазного анализа клеточных культур.

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора №8470; РЗН 2018/7958 от 21.12.2018.

#### Роторы к Hettich ROTINA 380

---

Кол-во мест  
Угол

Максимальная скорость вращения, об/мин

Максимальное ускорение (RCF), g

Максимальная вместимость

---

Горизонтальные роторы

---

4-местный

90°

5 000

4 863

4×290 мл

---

4-местный

90°

4 000

---

2 898

4×200 мл

---

6-местный

90°

4 000

2 808

4×50 мл

---

2-местный

90°

4 000

2 397

10 планшетов

---

2-местный

90°

5 100

3 926

12 планшетов

---

Угловые роторы

---

6-местный

45°

10 000

13 528

6×94 мл

---

6-местный

45°

10 000

13 640

6×94 мл

---

30-местный

45°

15 000

24 400

30×2 мл

---

## Характеристики

---

Параметр:

**Показатель:**

<b>Артикул</b>	1701
<b>Бренд</b>	Hettich
<b>Страна бренда</b>	Германия
<b>Тип центрифуги</b>	с естественным охлаждением
<b>Размер центрифуги</b>	настольная
<b>Макс. скорость вращения, об/мин</b>	15000
<b>Относительное центробежное ускорение (ОЦУ, RCF), g</b>	24900
<b>Максимальный шум, дБ</b>	54
<b>Макс. количество пробирок</b>	4×290 мл
<b>Габариты, мм</b>	457×600×418
<b>Вес, кг</b>	51
<b>Электропитание, В</b>	220±22
<b>Потребляемая мощность, Вт</b>	650
<b>Страна производства</b>	Германия

**Дисклеймер:**

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.