

Медицинская центрифуга Hettich UNIVERSAL 320

Медицинские центрифуги Арт. 1401



- Тип центрифуги: с естественным охлаждением
- Размер центрифуги: настольная
- Макс. скорость вращения, об/мин: 16000
- Относительное центробежное ускорение (ОЦУ, RCF), g: 24900



Под заказ

Области применения:

- Здравоохранение

Наличие регистрационного удостоверения

РЗН 2018/7958 от 21.12.2018

Описание

Медицинская центрифуга Hettich UNIVERSAL 320

UNIVERSAL 320 – компактная универсальная и незаменимая центрифуга общего назначения. Отличная производительность и широкий ассортимент принадлежностей позволяют UNIVERSAL 320 выполнять практически любые задачи по центрифугированию, включая работу с планшетками, пробирками с кровью, клеточными культурами, микролитровыми пробирками и цитологическими принадлежностями.

Центрифуга поддерживает работу до 8 конических пробирок объёмом 50 мл для разделения клеток клеточных культур. Кроме этого, на ней можно центрифугировать микропланшеты для проведения микрофазного анализа.

UNIVERSAL 320 можно использовать в цитологических исследованиях, благодаря 12-местному ротору с биогерметизацией.

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора РЗН 2018/7958 от 21.12.2018.

Роторы для Hettich UNIVERSAL 320

Кол-во мест
Угол

Максимальная скорость вращения, об/мин

Максимальное ускорение (RCF), g

Максимальная вместимость

Горизонтальные роторы

4-местный

90°

4 500

3 328

4×200 мл

4-местный

90°

5 000

4 193

4×100 мл

4-местный

90°

4 000

2 665

4×100 мл

4-местный

90°

4 500

3 328

4×100 мл

8-местный

90°

4 000

2 415

8×15 мл

12-местный

90°

5 000

2 683

12×15 мл

8-местный

45°

5 000

3 857

8×50 мл

6-местный

90°

4 000

2 701

6×50 мл

2-местный

90°

4 000

2 218

10 планш.

24-местный

90°

4 000

13 000

24×2 мл

Угловые роторы

24-местный

50°

16 000

24 900

24×2 мл

30-местный

45°

14 150

21 713

30×2 мл

64-местный

45°

13 000

13 604

8 ПЦР-стрипов (64×0,2 мл)

18-местный

45°

14 500

22 161

18×5 мл

6-местный

35°

9 000

10 595

6×94 мл

12-местный

35°

6 000

4 146

12×15 мл

12-местный

35°

12 000

16 582

12×15 мл

8-местный

45°

4 000

2 612

8×50 мл

12-местный, цитологический

90°

2 000

438

12 цито-камер

Характеристики

| Параметр: | Показатель: |
|--|----------------------------|
| Артикул | 1401 |
| Бренд | Hettich |
| Страна бренда | Германия |
| Отрасли | Здравохранение |
| Тип центрифуги | с естественным охлаждением |
| Размер центрифуги | настольная |
| Макс. скорость вращения, об/мин | 16000 |
| Относительное центробежное ускорение (ОЦУ, RCF), g | 24900 |
| Диапазон задания времени работы, мин | 1-99 |
| Максимальный шум, дБ | 48 |
| Макс. количество пробирок | 4×200 мл |
| Габариты, мм | 401×529×346 |
| Вес, кг | 31 |
| Электропитание, В | 220±22 |

| | |
|---------------------------|-----|
| Потребляемая мощность, Вт | 400 |
|---------------------------|-----|

| | |
|---------------------|----------|
| Страна производства | Германия |
|---------------------|----------|

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.