

## Медицинская центрифуга Liston C 2204 Classic

Медицинские центрифуги



### Ваша цена

Розница  
**51 000 руб.**

Оптовая цена  
**51 000 руб.**

LISTON

Под заказ

НДС не облагается

## Описание

### Центрифуга медицинская Liston C 2204 Classic

Liston C 2204 Classic – бюджетная настольная переносная низкоскоростная лабораторная центрифуга, предназначенная для разделения неоднородных жидких систем в поле центробежных сил. Применяется в медицинских, биологических, химических и других лабораториях, включая практику рутинной лабораторной диагностики, анализов и пробоподготовки.

Центрифуга проста в эксплуатации, не требует специального обслуживания и отличается высокой надёжностью. Обеспечивает точное поддержание заданной скорости вращения благодаря микропроцессорному управлению и электромагнитному датчику скорости. Корпус изготовлен из стали и алюминия с порошковым эпоксиполиэфирным покрытием. Устойчивая к вибрациям конструкция, низкий уровень шума, автоматическая блокировка крышки, таймер и бесщёточный двигатель обеспечивают удобство и безопасность работы.

Центрифуга Liston C 2204 Classic сертифицирована для применения в странах ЕС. Возможна быстрая поставка адаптеров и запасных частей. Совместима с несколькими типами бакет-роторов (роторы с качающимися стаканами):

- Se-4-50 – 4 места по макс. 200 мл, Ø до 29 мм, высота пробирки до 125 мм, макс. объём пробирки – 50 мл, угол 90°
- S-8-15 – 8 мест по макс. 120 мл, Ø до 17 мм, высота пробирки до 121 мм, макс. объём пробирки – 15 мл, угол 90°
- Se-12-15 – 12 мест по макс. 180 мл, Ø до 17 мм, высота пробирки до 112 мм, макс. объём пробирки – 15 мл, угол 90°
- S-12-GCARD, S-20-GCARD, S-24-GCARD – на 12, 20 и 24 гель-карты соответственно

### Технические характеристики

Параметр	Значение
Ротор	на выбор
Макс. размер пробирок	в зависимости от ротора
Скорость вращения	1 000, 1 500, 2 000, 2 800 об/мин
Макс. ОЦУ (RCF)	1 500 g
Отклонение скорости	±100 об/мин
Диапазон времени	1...99 мин
Отклонение времени	2 %
Время выхода на режим	не более 2 мин
Уровень шума	не более 60 дБ
Электропитание	220 В / 50 Гц
Потребляемая мощность	405 Вт
Габариты центрифуги	410 × 480 × 240 мм
Габариты упаковки	550 × 480 × 290 мм
Масса (нетто/брутто)	20,4 / 22 кг

Непрерывный режим работы не более 180 мин / не менее 60 мин перерыв  
**Транспортные характеристики**

Параметр	Значение
Количество мест	1
Макс. длина	500 мм
Макс. ширина	560 мм
Макс. высота	300 мм
Макс. вес	20 кг
Общий вес	20 кг
Общий объём	0,084 м <sup>3</sup>

## Преимущества

Центрифуга Liston C 2204 Classic сочетает надёжность, простоту управления и универсальность, что делает её удобным и эффективным инструментом для рутинной лабораторной работы:

- Компактная настольная конструкция – удобство размещения на рабочем месте и простота перемещения.
- Прочный корпус из стали и алюминия с порошковым покрытием – устойчивость к повреждениям и долговечность.
- Низкий уровень шума (до 60 дБ) – комфортные условия работы в лаборатории.
- Микропроцессорная система управления – точный контроль скорости и времени центрифугирования.
- Бесщёточный двигатель, не требующий обслуживания – надёжность и минимальные эксплуатационные расходы.
- Автоматическая блокировка крышки при вращении – повышенная безопасность оператора.
- Плавный старт и торможение – защита пробирок от механических повреждений.
- Возможность выбора и быстрой замены ротора – адаптация под разные типы исследований и объёмы пробирок.
- Совместимость с широким спектром бакет-роторов, включая модели для гель-карт – расширение функциональности.
- Соответствие европейским требованиям и сертификация для применения в ЕС – гарантия качества и безопасности.

LISTON C 2204 Classic – это надёжное и удобное решение для лабораторий, нуждающихся в универсальной и экономичной центрифуге.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
<b>Бренд</b>	Листон
<b>Страна бренда</b>	Россия
<b>Ссылка на документы</b>	<a href="https://tech.nv-lab.ru/links/DS-00010032405.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/DS-00010032405.pdf</a> , <a href="https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010032405.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010032405.pdf</a>
<b>Габариты, мм</b>	410 × 480 × 240
<b>Вес, кг</b>	20.4
<b>Вес в упаковке, кг</b>	22
<b>Габариты в упаковке, мм</b>	550 × 480 × 290

<b>Электропитание, В</b>	220
<b>Потребляемая мощность, Вт</b>	405
<b>Страна производства</b>	Россия

#### **Дисклеймер:**

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.