

## Медицинская водяная баня ELMI TW-2

Водяные бани



**Ваша цена**

Розница  
**60 109 руб.**

Оптовая цена  
**57 584 руб.**



В наличии

НДС не облагается

### Описание

#### Медицинская водяная баня ELMI TW-2

Медицинская водяная баня ELMI TW-2 – компактный термостат с микропроцессорной системой управления, предназначенный для поддержания стабильной температуры воды с высокой точностью. Баня состоит из цельнолитой ванны объёмом 4,5 л и термоблока, обеспечивающего равномерное перемешивание жидкости по всему объёму. Температура поддерживается с точностью  $\pm 0,1$  °C.

Баня ELMI TW-2 применяется в медицине, биологии, микробиологии, а также для исследований гемокоагуляции. Минимальные габариты и простота обслуживания делают её удобной для использования в лабораториях и медицинских кабинетах.

#### Особенности

- Два независимых секундомера.
- Датчик уровня воды в ванне.
- Подсветка ванны.
- Высокая точность поддержания заданной температуры в резервуаре.
- Автоматический контроль уровня жидкости для защиты нагревателя.
- Возможность подключения внешнего контура.
- Интенсивное перемешивание жидкости для точного поддержания температуры.
- Легко разбирающаяся и чистящаяся конструкция.
- Регулируемая скорость перемешивания жидкости.

#### Технические характеристики

Характеристика	Значение
Объём ванны	4,5 л
Температурный диапазон	Ткомн. +3 – 80 °C
Дискретность установки температуры	0,1 °C
Точность поддержания температуры	$\pm 0,5$ °C
Количество степеней перемешивания	2
Количество секундомеров	2
Таймер	до 100 мин

### Преимущества

- Высокая точность поддержания температуры воды с точностью  $\pm 0,1$  °C.
- Цельнолитая ванна объёмом 4,5 л обеспечивает равномерное распределение тепла.
- Микропроцессорная система управления обеспечивает простое и надёжное управление.
- Два независимых секундомера позволяют одновременно контролировать разные процессы.
- Датчик уровня воды защищает нагреватель от перегрева и сухого хода.
- Подсветка ванны обеспечивает удобство наблюдения за процессом.
- Интенсивное и равномерное перемешивание жидкости для точного поддержания температуры.

- Возможность подключения внешнего контура для расширения функционала.
- Лёгкая разборка и чистка конструкции для удобного обслуживания.
- Регулируемая скорость перемешивания жидкости под разные задачи лаборатории.
- Компактные размеры позволяют использовать баню даже в ограниченном пространстве.
- Широкая область применения: медицина, биология, микробиология, исследования гемокоагуляции.
- Надёжность и долговечность конструкции, минимальные требования к обслуживанию.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
<b>Бренд</b>	ELMI
<b>Страна бренда</b>	Латвия
<b>Ссылка на документы</b>	<a href="https://tech.nv-lab.ru/links/DS-00000001551.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/DS-00000001551.pdf</a> , <a href="https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00000001551.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00000001551.pdf</a> , <a href="https://tech.nv-lab.ru/links/SS-00000001551.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/SS-00000001551.pdf</a>
<b>Габариты, мм</b>	330 × 180 × 250
<b>Вес, кг</b>	1.6
<b>Электропитание, В</b>	220
<b>Потребляемая мощность, Вт</b>	1 500
<b>Страна производства</b>	Латвия

### Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.