

Медицинские напольные весы с функцией измерения роста ТВЕС ВМЭН-200-50/100-С-СТ-А

Медицинские весы



Ваша цена

Розница

47 846 руб.

Оптовая цена

47 846 руб.



Под заказ

Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

- Наибольший предел взвешивания (НПВ), кг: 200
- Дискретность, г: 50/100
- Наименьший предел взвешивания (НмПВ), г: 1000
- Весы предназначены: для взрослых и детей постарше

Описание

Медицинские напольные весы с функцией измерения роста ТВЕС ВМЭН-200-50/100-С-СТ-А

ТВЕС ВМЭН-200-50/100-С-СТ-А — медицинские напольные электронные весы с функцией измерения роста и автоматическим вычислением индекса массы тела (ИМТ). Оборудование предназначено для комплексной оценки антропометрических параметров пациента в лечебно-профилактических, спортивных и оздоровительных учреждениях, а также может использоваться в бытовых условиях.

Весы обеспечивают измерение массы тела до 200 кг и роста пациента до 2,2 м с высокой точностью. Встроенный алгоритм расчёта ИМТ позволяет оперативно получать диагностически значимую информацию при проведении профилактических осмотров и медицинских обследований.

Модель оснащена трёхстрочным ЖК-дисплеем, обеспечивает стабильную работу при различных условиях эксплуатации и поддерживает автономное питание от аккумулятора, а также питание от сети 220 В через адаптер. Конструкция весов предусматривает надёжную защиту от перегрузок и ошибок эксплуатации.

Особенности

- Измерение массы тела пациента до 200 кг.
- Встроенный ростомер с диапазоном измерения до 2,2 м.
- Автоматическое вычисление индекса массы тела (ИМТ).
- Трёхстрочная ЖК-индикация параметров измерения.
- Автоматическая установка нуля перед началом работы.
- Функция выборки массы тары (коврик и дополнительные принадлежности).
- Автономное питание от аккумулятора и работа от сети 220 В.
- Контроль напряжения элементов питания.
- Сигнализация о перегрузке и разрядке аккумулятора.
- Сигнализация при нарушении контакта датчика и ошибках включения.
- Экономичный режим энергопотребления.
- Стабильная работа в температурном диапазоне от +10 до +40 °С.
- Надёжная конструкция с длительным сроком службы.

Комплектация

- Весы — 1 шт.
- Стойка в сборе — 1 шт.
- Транспортная упаковка — 1 шт.
- Руководство по эксплуатации — 1 шт.

Технические характеристики

Характеристика	Значение
----------------	----------

Погрешность (до 25 кг)	± 25 г
Погрешность (от 25 до 100 кг)	± 50 г
Погрешность (свыше 100 кг)	± 100 г
Диапазон выборки массы тары	от 0 до 20 кг
Рабочий диапазон температур	от +10 до +40 °С
Наибольший предел измерения роста	2,2 м
Наименьший предел измерения роста	0,8 м
Погрешность измерения роста	± 4 мм
Средний срок службы	8 лет

Преимущества

- Совмещение функций взвешивания и измерения роста с автоматическим расчётом ИМТ.
- Высокий предел взвешивания до 200 кг для работы с разными категориями пациентов.
- Измерение роста пациента до 2,2 м с высокой точностью.
- Двухдиапазонная дискретность индикации: 50 г и 100 г для повышения точности измерений.
- Автоматическая установка нуля перед началом работы.
- Функция выборки массы тары (коврика и дополнительных принадлежностей).
- Трёхстрочная ЖК-индикация для одновременного отображения параметров.
- Автономное питание от аккумулятора и возможность работы от сети 220 В через адаптер.
- Контроль уровня заряда и напряжения элементов питания.
- Сигнализация о перегрузке и разрядке аккумулятора.
- Сигнализация при нарушении контакта в цепи датчика и ошибках включения.
- Экономичный режим работы для увеличения времени эксплуатации без подзарядки.
- Надёжная защита от перегрузки и несанкционированного вмешательства.
- Стабильная работа в диапазоне температур от +10 до +40 °С.
- Прочная конструкция с длительным сроком службы до 8 лет.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	ТВЕС
Страна бренда	Россия
Отрасли	Реабилитация, Для дома
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/DS-00010039610.pdf , https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010039610.pdf
Тип весов	медицинские
Наибольший предел взвешивания (НПВ), кг	200
Дискретность, г	50/100
Наименьший предел взвешивания (НмПВ), г	1000
Класс точности	Средний (III)
Питание	от аккумулятора, от сети
Габариты, мм	580×540×2430

Вес, кг	13
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.