

Медицинские напольные весы ТВЕС ВМЭН-200-50/100-Д1-А с ростомером РП

Медицинские весы



Ваша цена

Розница
24 721 руб.

Оптовая цена
24 721 руб.



В наличии

Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

- Наибольший предел взвешивания (НПВ), кг: 200
- Дискретность, г: 50/100
- Наименьший предел взвешивания (НмПВ), г: 1000
- Размер платформы, мм: 300×300
- Весы предназначены: для взрослых и детей постарше

Описание

Медицинские весы ТВЕС ВМЭН-200 50/100-Д1-А с ростомером РП

Медицинские весы ТВЕС ВМЭН-200-50/100-Д1-А с ростомером РП – измерительный комплекс, предназначенный для одновременного определения массы тела и роста пациентов. Устройство применяется для взрослых и детей старше одного года и подходит для эксплуатации в медицинских, оздоровительных и спортивных учреждениях, а также в бытовых условиях.

Комплекс включает электронные весы с платформой и механический ростомер, обеспечивающие точные и стабильные измерения. Весы оснащены выносным блоком индикации на гибкой связи, что повышает удобство считывания данных и управления. Ростомер выполнен из прочного пластика и обеспечивает измерение роста в широком диапазоне.

Конструкция комплекса отличается компактностью, устойчивостью и надёжностью, а также простотой сборки и эксплуатации. Оборудование рассчитано на длительный срок службы и соответствует требованиям метрологического контроля.

Особенности

- Совмещение измерения массы тела и роста в одном комплексе.
- Механический ростомер с надёжной шкалой и фиксатором.
- Выносной блок индикации на гибкой связи длиной до 3 м.
- Возможность выборки массы тары от 0 до 20 кг.
- Быстрое измерение массы – не более 3 сек.
- Питание от стандартных элементов типа АА.
- Устойчивое основание и компактная платформа.
- Соответствие классу точности III (средний).
- Наличие свидетельства о поверке.

Комплект поставки

- Основание в сборе с весами ВМЭН – 1 шт.
- Весы ВМЭН – 1 шт.
- Блок индикации на гибкой связи – 1 шт.
- Штанга верхняя – 1 шт.
- Штанга нижняя – 1 шт.
- Винт А.М6-6g × 30 – 4 шт.
- Винт М3-6g × 6 – 6 шт.
- Руководство по эксплуатации – 1 экз.
- Методика поверки – 1 экз.
- Транспортная тара – 1 шт.

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Ростомер РП	
Наибольший предел измерения роста	2,2 м
Наименьший предел измерения роста	0,8 м
Цена деления шкалы	1 мм
Погрешность измерения роста	± 4 мм
Диапазон рабочих температур	от +10 до +40 °С
Габаритные размеры	590 × 540 × 2 500 мм
Масса	не более 12 кг
Материал изготовления	пластик
Срок службы	6 лет
Гарантийный срок	12 месяцев
Весы ВМЭН	
Диапазон выборки тары	от 0 до 20 кг
Время измерения массы	не более 3 с
Рабочий диапазон температур	от +10 до +40 °С
Размер платформы	300 × 300 × 65 мм
Масса весов	не более 2,9 кг
Срок службы	8 лет

Преимущества

- Одновременное измерение массы тела и роста пациента в одном устройстве.
- Подходит для взрослых и детей старше одного года.
- Механический ростомер с широким диапазоном измерения от 0,8 до 2,2 м.
- Точность измерения роста с погрешностью не более ± 4 мм.
- Два диапазона взвешивания до 150 и 200 кг.
- Высокая точность взвешивания с минимальной дискретностью от 50 г.
- Функция выборки массы тары от 0 до 20 кг.
- Быстрое определение массы — не более 3 секунд.
- Выносной блок индикации на гибкой связи длиной до 3 м.
- Компактная и устойчивая платформа размером 300 × 300 мм.
- Надёжная конструкция с длительным сроком службы до 8 лет.
- Ростомер с сроком службы до 6 лет.
- Работа в широком диапазоне температур от +10 до +40 °С.
- Питание от стандартных элементов типа АА без необходимости подключения к сети.
- Соответствие классу точности III для медицинских измерений.
- Наличие свидетельства о поверке.
- Простота сборки и эксплуатации.
- Удобство использования за счёт эргономичной конструкции.

Характеристики

Параметр: Показатель:

Бренд ТВЕС

Страна бренда Россия

Отрасли Реабилитация

Ссылка на документы

<https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010039695.pdf>,

<https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010039695.pdf>,

<https://tech.nv-lab.ru/links/DS-00010039695.pdf>

Наибольший предел взвешивания (НПВ), кг	200
Дискретность, г	50/100
Наименьший предел взвешивания (НмПВ), г	1000
Класс точности	Средний (III)
Размер платформы, мм	300×300
Тип батарейки	AA
Электропитание, В	1,5 × 3 шт.
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.