

## Медицинские настольные весы ТВЕС ВЭНд-01-Малыш-15-С-5-А-Рм

Медицинские весы



**Ваша цена**

Розница  
**9 868 руб.**

Оптовая цена  
**9 868 руб.**



Под заказ

**Области применения:**

- Здравоохранение

НДС не облагается

### Описание

#### Медицинские настольные весы ТВЕС ВЭНд-01-Малыш-15-С-5-А-Рм

ТВЕС ВЭНд-01-Малыш-15-С-5-А-Рм — электронные настольные медицинские весы для новорожденных и детей до 1,5 лет, предназначенные для точного измерения массы и роста в условиях медицинских учреждений и бытового использования. Устройство обеспечивает стабильные и воспроизводимые результаты даже при активном движении ребенка.

Модель применяется в родильных домах, детских отделениях, поликлиниках и центрах реанимации педиатрического профиля. Весы позволяют фиксировать результаты измерений, сохранять их в памяти, отображать разницу между текущим и предыдущим взвешиванием, а также выполнять компенсацию массы пеленок и других принадлежностей.

Конструкция оснащена автономным питанием от встроенного аккумулятора и возможностью работы от сети через внешний адаптер. Реализованы функции экономичного режима, регулировки яркости индикации, сигнализации перегрузки и разрядки аккумулятора, а также звукового подтверждения нажатия клавиш с возможностью отключения. Информация отображается на жидкокристаллическом дисплее.

#### Особенности

- Измерение массы и роста ребенка в одном устройстве.
- Сохранение последнего результата взвешивания в памяти.
- Отображение разницы между текущим и предыдущим измерением.
- Компенсация массы пеленок и дополнительных принадлежностей.
- Стабильные показания при движении ребенка.
- Автономное питание от встроенного аккумулятора 6 В.
- Работа от сети переменного тока через внешний адаптер.
- Экономичный режим и автоматическое отключение питания.
- Регулировка яркости жидкокристаллической индикации.
- Сигнализация разрядки аккумулятора и перегрузки.
- Звуковое подтверждение нажатия клавиш с возможностью отключения.
- Первичная поверка и соответствие классу точности III.

#### Комплектация

- Весы в сборе — 1 шт.
- Руководство по эксплуатации — 1 шт.
- Сетевой адаптер — 1 шт.
- Упаковочная тара — 1 комплект.

#### Технические характеристики

Характеристика	Значение
Максимальная нагрузка	15 кг
Минимальная нагрузка	100 г
Пределы допускаемой погрешности	±5 г
Наибольший предел выборки массы тары	5 кг

Диапазон измерения роста	от 0,40 до 0,80 м
Погрешность измерения роста	±4 мм
Время измерения массы	не более 1,5 с
Электропитание	встроенный аккумулятор 6 В / сеть 187–242 В через адаптер
Автоматическое отключение	5 мин
Условия эксплуатации	от +10 до +35 °С
Относительная влажность	80 % ± 3 % при 25 °С
Класс точности	III (средний)
Средний срок службы	8 лет
Гарантия	12 месяцев

## Преимущества

- Одновременное измерение массы тела и роста ребёнка для комплексной оценки развития.
- Фиксация и сохранение результата последнего взвешивания в памяти устройства.
- Отображение разности между текущим и предыдущим показателем массы.
- Функция выборки массы тары (пелёнки и детских принадлежностей) из диапазона взвешивания.
- Стабильные показания при движении ребёнка на платформе весов.
- Автономная работа от встроенного аккумулятора 6 В.
- Возможность питания от сети 187–242 В через внешний адаптер постоянного тока.
- Экономичный режим работы для увеличения времени автономной эксплуатации.
- Регулировка яркости жидкокристаллической индикации для комфортного использования.
- Сигнализация разрядки аккумулятора и перегрузки весов.
- Звуковое подтверждение нажатия клавиш с возможностью отключения.
- Автоматическое отключение питания для энергосбережения.
- Надёжная конструкция, рассчитанная на медицинскую эксплуатацию в педиатрии и неонатологии.
- Первичная поверка и соответствие классу точности III (средний).
- Увеличенный гарантийный срок эксплуатации 36 месяцев.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
<b>Бренд</b>	ТВЕС
<b>Страна бренда</b>	Россия
<b>Отрасли</b>	Для кабинета педиатра
<b>Ссылка на документы</b>	<a href="https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010039598.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010039598.pdf</a> , <a href="https://tech.nv-lab.ru/links/DS-00010039598.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/DS-00010039598.pdf</a>
<b>Габариты, мм</b>	600×380×200
<b>Вес, кг</b>	3,5
<b>Электропитание, В</b>	220 (встроенный аккумулятор)
<b>Страна производства</b>	Россия

### Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.