

Медицинские настольные весы ТВЕС ВЭНд-01-Малыш-15-С-5-И-Д-А-Ст

Медицинские весы



Ваша цена

Розница
44 358 руб.

Оптовая цена
44 358 руб.



Под заказ

Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

- Наибольший предел взвешивания (НПВ), кг: 15
- Дискретность, г: 5
- Наименьший предел взвешивания (НмПВ), г: 100
- Весы предназначены: для новорождённых

Описание

Медицинские настольные весы ТВЕС ВЭНд-01-Малыш-15-С-5-И-Д-А-Ст

Медицинские настольные весы ТВЕС ВЭНд-01-Малыш-15-С-5-И-Д-А-Ст предназначены для взвешивания новорожденных и детей в возрасте до 1,5 лет, а также проведения осмотра и пеленания благодаря интегрированной функции пеленального стола.

Оборудование применяется в родильных домах, детских отделениях больниц, поликлиниках и педиатрических центрах. Конструкция обеспечивает удобство работы медицинского персонала и безопасность пациента, совмещая функции измерения массы и организации рабочего места.

Весы оснащены функциями запоминания результатов, контроля динамики веса и компенсации массы дополнительных принадлежностей, что позволяет проводить точный мониторинг состояния ребёнка.

Функциональные возможности

- Определение массы и роста ребёнка.
- Запоминание результата последнего взвешивания.
- Отображение разности между текущим и предыдущим измерением.
- Компенсация массы тары (пелёнки, одежды и принадлежностей).
- Использование поверхности в качестве пеленального стола.

Особенности

- Комбинированная конструкция: весы и пеленальный стол в одном устройстве.
- Автономное питание от встроенного аккумулятора и работа от сети.
- Экономичный режим энергопотребления.
- Регулировка яркости индикации.
- Сигнализация разрядки аккумулятора.
- Звуковое подтверждение нажатия клавиш с возможностью отключения.
- Сигнализация перегрузки.
- Жидкокристаллическая индикация с подсветкой.
- Стабильность показаний при движении ребёнка.
- Первичная поверка и соответствие метрологическим требованиям.

Комплект поставки

- Весы в сборе – 1 шт.
- Терминал (для модификаций с индексом «Д») – 1 шт.
- Руководство по эксплуатации – 1 экз.
- Кабель интерфейсный для связи с ПК – 1 шт.
- Сетевой адаптер – 1 шт.

Технические характеристики

Характеристика	Значение
----------------	----------

Погрешность взвешивания	± 5 г
Предел выборки массы тары	5 кг
Время измерения массы	не более 1,5 с
Автоматическое отключение	5 мин
Условия эксплуатации	от +10 до +35 °С, влажность 80% ± 3% при 25 °С
Средний срок службы	8 лет
Поверка и метрологические документы	наличие
Гарантия	не менее 12 месяцев

Преимущества

- Предназначены для взвешивания и измерения роста новорожденных и детей до 1,5 лет в медицинских учреждениях и в бытовых условиях.
- Возможность проведения гигиенического ухода за ребенком благодаря конструкции с функцией пеленального стола.
- Стабильные и точные измерения массы даже при движении ребенка.
- Функция запоминания последнего результата взвешивания для контроля динамики массы тела.
- Отображение разницы между текущим и ранее зафиксированным весом.
- Возможность вычета массы тары (пеленок и детских принадлежностей) из диапазона измерения.
- Работа от встроенного аккумулятора и сети переменного тока через внешний адаптер.
- Экономичный режим работы для снижения энергопотребления.
- Регулировка яркости дисплея для комфортного использования в различных условиях освещения.
- Жидкокристаллическая индикация с подсветкой для удобного считывания показаний.
- Сигнализация разрядки аккумулятора для своевременного контроля состояния питания.
- Звуковое подтверждение нажатия клавиш с возможностью отключения.
- Сигнализация перегрузки для защиты измерительного механизма.
- Автоматическое отключение питания для увеличения срока службы аккумулятора.
- Первичная поверка и соответствие требованиям средств измерений.
- Встроенные функции компенсации массы дополнительных принадлежностей.
- Надёжная конструкция, адаптированная для интенсивной эксплуатации в медицинских учреждениях.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	ТВЕС
Страна бренда	Россия
Отрасли	Для кабинета педиатра
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/DS-00010039600.pdf , https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010039600.pdf
Тип весов	медицинские
Наибольший предел взвешивания (НПВ), кг	15
Дискретность, г	5
Наименьший предел взвешивания (НмПВ), г	100
Класс точности	Средний (III)
Питание	от аккумулятора, от сети

Габариты, мм	1050×900×750
Вес, кг	36.5
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.