

## Медицинские настольные весы ТВЕС ВЭНд-01-Малыш-15-С-5-Рэ-А

Медицинские весы



### Ваша цена

Розница  
**20 434 руб.**

Оптовая цена  
**20 434 руб.**



Под заказ

### Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

- Наибольший предел взвешивания (НПВ), кг: 15
- Дискретность, г: 5
- Наименьший предел взвешивания (НмПВ), г: 100
- Весы предназначены: для новорождённых

## Описание

### Медицинские настольные весы ТВЕС ВЭНд-01-Малыш-15-С-5-Рэ-А

Медицинские настольные весы ТВЕС ВЭНд-01-Малыш-15-С-5-Рэ-А предназначены для взвешивания и измерения роста новорожденных и детей в возрасте до 1,5 лет. Применяются в родильных и детских отделениях медицинских учреждений, а также в педиатрических центрах и других организациях здравоохранения.

Весы обеспечивают высокую точность измерений и стабильность показаний даже при движении ребёнка. Конструкция предусматривает возможность определения массы тела с учётом дополнительных принадлежностей, а также контроль динамики веса за счёт функции запоминания предыдущих измерений.

Модель оснащена встроенным аккумулятором и может работать как автономно, так и от сети. Эргономичная конструкция, компактные габариты и интуитивно понятное управление обеспечивают удобство эксплуатации в условиях медицинских учреждений.

### Функциональные возможности

- Определение массы тела и роста ребёнка.
- Запоминание результата последнего взвешивания.
- Отображение разности между текущим и предыдущим измерением.
- Компенсация массы тары (пелёнки, одежды и других принадлежностей).

### Особенности

- Автономное питание от встроенного аккумулятора и работа от сети.
- Экономичный режим энергопотребления.
- Регулировка яркости индикации.
- Сигнализация разрядки аккумулятора.
- Звуковое подтверждение нажатия клавиш с возможностью отключения.
- Сигнализация перегрузки.
- Жидкокристаллическая индикация с подсветкой.
- Стабильность показаний при движении ребёнка.
- Первичная поверка и соответствие требованиям метрологических стандартов.

### Комплект поставки

- Весы в сборе – 1 шт.
- Руководство по эксплуатации – 1 шт.
- Сетевой адаптер – 1 шт.
- Упаковочная тара – 1 комплект.

### Технические характеристики

Характеристика	Значение
----------------	----------

Погрешность взвешивания	± 5 г
Предел выборки массы тары	5 кг
Диапазон измерения роста	от 0,40 до 0,80 м
Погрешность измерения роста	± 4 мм
Время измерения массы	не более 1,5 с
Автоматическое отключение	5 мин
Условия эксплуатации	от +10 до +35 °С, влажность 80% ± 3% при 25 °С
Средний срок службы	8 лет
Проверка и метрологические документы	наличие
Гарантия	не менее 12 месяцев

## Преимущества

- Совмещение функций взвешивания и измерения роста новорожденных и детей до 1,5 лет.
- Высокая точность измерений с минимальной погрешностью ± 5 г.
- Стабильные показания даже при движении ребёнка.
- Функция запоминания последнего результата взвешивания.
- Отображение разности между текущим и предыдущим измерением.
- Компенсация массы тары (пелёнки, одежды и других принадлежностей).
- Автономная работа от встроенного аккумулятора и возможность питания от сети.
- Экономичный режим энергопотребления с автоматическим отключением.
- Регулировка яркости индикации для комфортной работы.
- Жидкокристаллический дисплей с подсветкой для удобного считывания данных.
- Звуковое подтверждение нажатия клавиш с возможностью отключения.
- Сигнализация разрядки аккумулятора и контроль уровня питания.
- Сигнализация перегрузки для защиты оборудования.
- Компактные габариты и малый вес для удобства размещения и переноса.
- Соответствие требованиям метрологического контроля и наличие первичной поверки.
- Надёжная конструкция, рассчитанная на интенсивную эксплуатацию в медицинских учреждениях.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
<b>Бренд</b>	ТВЕС
<b>Страна бренда</b>	Россия
<b>Отрасли</b>	Для кабинета педиатра
<b>Ссылка на документы</b>	<a href="https://tech.nv-lab.ru/links/DS-00010039599.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/DS-00010039599.pdf</a> , <a href="https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010039599.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010039599.pdf</a>
<b>Тип весов</b>	медицинские
<b>Наибольший предел взвешивания (НПВ), кг</b>	15
<b>Дискретность, г</b>	5
<b>Наименьший предел взвешивания (НмПВ), г</b>	100
<b>Класс точности</b>	Средний (III)
<b>Питание</b>	от аккумулятора, от сети

**Габариты, мм** 630×380×200

**Вес, кг** 5.3

**Страна производства** Россия

### **Дисклеймер:**

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.