

Медицинские настольные весы ТВЕС ВЭНд-01-Малыш-15-С-5

Медицинские весы



Ваша цена

Розница

8 672 руб.

Оптовая цена

8 672 руб.



Под заказ

Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

- Наибольший предел взвешивания (НПВ), кг: 15
- Дискретность, г: 5
- Наименьший предел взвешивания (НмПВ), г: 100
- Весы предназначены: для новорождённых

Описание

Медицинские настольные весы ТВЕС ВЭНд-01-Малыш-15-С-5

Медицинские электронные настольные весы ТВЕС ВЭНд-01-Малыш-15-С-5 предназначены для взвешивания новорожденных и детей в возрасте до 1,5 лет в родильных отделениях, детских больницах, поликлиниках, центрах реанимации педиатрического профиля, яслях и других детских учреждениях, а также в домашних условиях.

Весы обеспечивают точное измерение массы ребенка и имеют функцию определения его роста. Устройство позволяет фиксировать и сохранять результат последнего взвешивания, а также отображать разницу между текущим и предыдущим значением массы, что удобно для динамического контроля состояния ребенка.

Модель оснащена функцией выборки массы тары (детских принадлежностей), что обеспечивает более точные измерения. Также предусмотрены светодиодная индикация, звуковое подтверждение нажатия клавиш с возможностью отключения звука, сигнализация разрядки аккумулятора и перегрузки.

Весы работают от сети переменного тока через внешний адаптер питания, имеют экономный режим работы и регулировку яркости индикации. Конструкция обеспечивает стабильные показания даже при движении ребенка.

Устройство отличается высокой надёжностью, соответствует классу точности III (средний) и имеет первичную поверку.

Особенности

- Определение массы и роста ребенка.
- Запоминание результата последнего взвешивания.
- Отображение разницы между текущим и предыдущим взвешиванием.
- Выборка массы тары (детские принадлежности до 5 кг).
- Светодиодная индикация.
- Стабильность показаний при движении ребенка.
- Сигнализация перегрузки.
- Сигнализация разрядки аккумулятора.
- Звуковое подтверждение нажатия клавиш с возможностью отключения.
- Регулировка яркости индикации.
- Экономный режим работы.

Комплектация

- Весы в сборе – 1 шт.
- Сетевой адаптер – 1 шт.
- Руководство по эксплуатации – 1 шт.
- Упаковочная тара – 1 комплект.

Технические характеристики

| Характеристика | Значение |
|--------------------------------------|---|
| Предел допускаемой погрешности | ±5 г |
| Наибольший предел выборки массы тары | 5 кг |
| Время измерения массы | не более 1,5 с |
| Условия эксплуатации | от +10 до +35 °С, влажность 80 % ±3 % при 25 °С |
| Средний срок службы | 8 лет |
| Гарантия | не менее 12 месяцев |

Преимущества

- Высокая точность измерения массы с погрешностью ±5 г.
- Возможность определения массы и роста ребенка.
- Функция запоминания результата последнего взвешивания.
- Отображение разницы между текущим и предыдущим измерением.
- Компенсация массы дополнительных принадлежностей до 5 кг.
- Стабильность показаний даже при движении ребенка.
- Быстрое время измерения – не более 1,5 с.
- Светодиодная индикация с регулировкой яркости.
- Звуковое подтверждение нажатия клавиш с возможностью отключения.
- Сигнализация перегрузки и разрядки аккумулятора.
- Экономичный режим работы.
- Питание от сети через внешний адаптер.
- Соответствие классу точности III (средний).
- Наличие первичной поверки.
- Длительный срок службы до 8 лет.

Характеристики

| Параметр: | Показатель: |
|--|---|
| Бренд | ТВЕС |
| Страна бренда | Россия |
| Отрасли | Для кабинета педиатра |
| Ссылка на документы | https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010039693.pdf |
| Тип весов | медицинские |
| Наибольший предел взвешивания (НПВ), кг | 15 |
| Дискретность, г | 5 |
| Наименьший предел взвешивания (НмПВ), г | 100 |
| Класс точности | Средний (III) |
| Питание | от сети |
| Габариты, мм | 600×380×120 |
| Вес, кг | 2.6 |
| Страна производства | Россия |

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.