

Одноразовые медицинские нитриловые перчатки GUANDUN KINGFA MEDICAL (100 шт/уп)

Маски, респираторы и перчатки

- Размер: S, M, L, XL

KINGFA MEDICAL
 PROTECTING PEOPLE



Под заказ

Области применения:

- Здравоохранение

Описание

Одноразовые медицинские нитриловые диагностические перчатки GUANDUN KINGFA MEDICAL

Одноразовые перчатки предназначены для защиты рук от контакта с микроорганизмами, биологическими жидкостями или агрессивными веществами, способными нанести вред.

Имеют хорошую плотность, прекрасно тянутся и не рвутся!

Продаются по 100 штук (50 пар в упаковке).

Неопудренные нестерильные перчатки сделаны из гипоаллергенного нитрила. Это материал, который можно использовать людям с аллергией на латекс или очень чувствительной кожей. Нитрил прочнее латекса и более устойчив к агрессивным химическим соединениям и реактивам.

Преимущества

- медицинское назначение и соответствие международным стандартам качества (EN 455, ISO 9001) для использования в клиниках и лабораториях;
- доступны в нескольких вариантах материалов (нитриловые, виниловые) — выбор в зависимости от задач и чувствительности кожи;
- латекс-фри (в нитриловых версиях) — минимизирует риск аллергических реакций у персонала и пациентов;
- высокая стойкость к проколам и истиранию — надёжная защита при манипуляциях с инструментами и образцами;
- отличная эластичность и восстановление формы — перчатка плотно облегает кисть, не стесняя движений;
- высокая тактильная чувствительность — удобство работы с мелкими инструментами и реагентами;
- текстурированная поверхность пальцев для уверенного хвата скользящих предметов;
- удобная манжета, предотвращающая подтягивание и облегчающая надевание/снятие;
- без пудры в вариантах для процедур, требующих минимизации контаминации и раздражения кожи;
- стойкость к ряду химических веществ и дезинфицирующих средств, применяемых в медицинских учреждениях;
- широкий размерный ряд — S, M, L, XL — для точной подгонки и комфорта при длительном ношении;
- поставляются в практичной упаковке по 50 или 100 шт., удобной для клиник и кабинетов;
- одноразовое использование — простая утилизация и снижение риска перекрёстного заражения;
- идет в стерильных и нестерильных исполнениях (в зависимости от модели) для разных задач;
- экономичная стоимость при оптовых объёмах и хорошее соотношение цена/качество для медицинских учреждений.

Характеристики

Параметр:

Показатель:

Бренд	GUANDUN KINGFA MEDICAL
Страна бренда	Китай
Отрасли	Здравоохранение
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010027667.pdf
Сортировка по популярности МСК	22290
Сортировка по популярности РНД	22290
Размер	S, M, L, XL

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.