

Мягкие поперечно и продольно складные медицинские носилки Defeng DDJ-2A

Медицинские носилки



Ваша цена

Розница
8 870 руб.

Оптовая цена
8 700 руб.



В наличии

Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

- Материал носилок: тканевые
- Особенности носилок: складные
- Длина носилок, см: 176

Товар участвует в акциях:

- Популярное

Наличие регистрационного удостоверения

Array

Описание

Медицинские носилки Defeng DDJ-2A

Медицинские носилки DDJ-2A предназначены для транспортировки пациентов в зонах действия экстренной медицинской помощи и служб спасения при проведении аварийно-спасательных работ.

Они складываются продольно и поперечно и в сложенном виде занимают мало места (105×9×18 см). В сложенном виде убираются в чехол.

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора РЗН 2021/14332 от 14.05.2021.

Брусья из прочного алюминиевого сплава обеспечивают носилкам небольшой вес и достаточную жёсткость при транспортировке пациента. Есть четыре опоры для размещения носилок на твёрдой поверхности. Ложе из специальной полимерной ткани: легко дезинфицируется, облегчает вес, удобно для транспортировки больного и более практично по сравнению с брезентом.

Длина носилок в собранном состоянии: вместе с ручками 208 см, без ручек: 176 см. Ширина носилок 55 см.

Характеристики

Параметр:

Показатель:

Бренд

Jiangsu Defeng Medical Equipment

Страна бренда

Китай

Отрасли

Здравоохранение, Для скорой помощи

Материал носилок

тканевые

Особенности носилок

складные

Длина носилок, см	176
Максимальная нагрузка, кг	160
Регулируемые ремни безопасности, шт.	2
Габариты, мм	2080×550×90
Вес, кг	4.6
Вес в упаковке, кг	5.2
Габариты в упаковке, см	107×11×20
Страна производства	Китай

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.