

Жёсткие щитовые медицинские носилки Defeng DDJ-6C

Медицинские носилки



Ваша цена

Розница
16 900 руб.

Оптовая цена
16 400 руб.



В наличии

Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

- Материал носилок: пластиковые
- Особенности носилок: щитовые
- Длина носилок, см: 185

Описание

Медицинские носилки Defeng DDJ-6C

DDJ-6C – это жёсткие пластиковые медицинские носилки с ремнями. Предназначены для транспортировки пациентов в зонах действия экстренной медицинской помощи и служб спасения при проведении аварийно-спасательных работ в полевых условиях. Их используют для иммобилизации и транспортировки пострадавших с травмами спины и шейного отдела позвоночника. Носилки обеспечивают прозрачный доступ для рентгенологического обследования пациента без непреднамеренных смещений позвоночной зоны. Также их можно использовать для спасения на воде.

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора РЗН 2021/14332 от 14.05.2021.

Носилки сделаны из пластика HDPE (ПНД, пластика низкого давления). Возможно проведение рентгеновского исследования, компьютерной или магнитно-резонансной томографии пациента прямо на носилках.

Преимущества

- Высокая прочность и жёсткость конструкции обеспечивают надёжную иммобилизацию при транспортировке пострадавших.
- Изготовлены из лёгкого и ударопрочного пластика HDPE, устойчивого к влаге, химикатам и перепадам температур.
- Совместимость с рентгеном, КТ и МРТ позволяет проводить диагностику, не перекладывая пациента.
- Имеют специальные вырезы для удобной фиксации головы с помощью удерживающих устройств и ремней.
- Поверхность легко очищается и дезинфицируется, допускается многократное использование.
- Несколько ручек по периметру позволяют транспортировать пациента несколькими спасателями одновременно, повышая устойчивость и безопасность перемещения.
- Могут использоваться на суше и в воде – конструкция обладает положительной плавучестью.
- Универсальность – подходят для применения в экстренной медицине, при ЧС, в военной и спортивной медицине.

Характеристики

Параметр:

Показатель:

Бренд	Jiangsu Defeng Medical Equipment
Страна бренда	Китай
Отрасли	Здравоохранение, Для скорой помощи
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010019431.pdf
Материал носилок	пластиковые
Особенности носилок	щитовые
Длина носилок, см	185
Максимальная нагрузка, кг	160
Регулируемые ремни безопасности, шт.	3
Габариты, мм	1850 × 410 × 50
Вес, кг	6.5
Вес в упаковке, кг	8
Габариты в упаковке, мм	187 × 45 × 8
Страна производства	Китай

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.