

Жёсткие щитовые медицинские носилки Defeng DDJ-6C

Медицинские носилки



Ваша цена

Розница
19 738 руб.

Оптовая цена
18 948 руб.



В наличии

Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

- Материал носилок: пластиковые
- Особенности носилок: щитовые
- Длина носилок, см: 185

Наличие регистрационного удостоверения

Array

Описание

Медицинские носилки Defeng DDJ-6C

DDJ-6C – это жёсткие пластиковые медицинские носилки с ремнями. Предназначены для транспортировки пациентов в зонах действия экстренной медицинской помощи и служб спасения при проведении аварийно-спасательных работ в полевых условиях. Их используют для иммобилизации и транспортировки пострадавших с травмами спины и шейного отдела позвоночника. Носилки обеспечивают прозрачный доступ для рентгенологического обследования пациента без непреднамеренных смещений позвоночной зоны. Также их можно использовать для спасения на воде.

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора РЗН 2021/14332 от 14.05.2021.

Носилки сделаны из пластика HDPE (ПНД, пластика низкого давления). Возможно проведение рентгеновского исследования, компьютерной или магнитно-резонансной томографии пациента прямо на носилках.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Jiangsu Defeng Medical Equipment
Страна бренда	Китай
Отрасли	Здравоохранение, Для скорой помощи
Материал носилок	пластиковые
Особенности носилок	щитовые
Длина носилок, см	185

Максимальная нагрузка, кг	160
Регулируемые ремни безопасности, шт.	3
Габариты, мм	1850×410×50
Вес, кг	6.5
Вес в упаковке, кг	8
Габариты в упаковке, см	187×45×8
Страна производства	Китай

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.