

## Медицинские весы Масса-К МК В1-15 «Саша»

Медицинские весы



### Ваша цена

Розница  
**11 500 руб.**

Оптовая цена  
**9 419 руб.**



В наличии

### Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

- Наибольший предел взвешивания (НПВ), кг: 15
- Дискретность, г: 1/2/5
- Наименьший предел взвешивания (НмПВ), г: 20
- Размер платформы, мм: 540×290
- Весы предназначены: для новорождённых

Товар участвует в акциях:

- Гарантия наименьшей цены

### Наличие регистрационного удостоверения

Array

## Описание

### Медицинские весы Масса-К МК В1-15 «Саша»

МК В1-15 «Саша» используются для взвешивания новорождённых и грудных детей как в детских медицинских учреждениях, так и в домашних условиях. Весы просты в эксплуатации, они помогут осуществлять постоянный контроль за прибавкой веса ребёнка в первые годы его жизни.

Яркая подсветка ЖК-дисплея позволяет производить взвешивание во время ночных кормлений младенца. Результаты взвешивания показываются на индикаторе весов в течение 35-40 секунд после снятия ребёнка с весов. Весы могут отображать разницу результатов двух взвешиваний, что удобно при контроле вскармливания.

У весов есть три интервала взвешивания: до 3 кг (дискретность 1 г), до 6 кг (дискретность 2 г) и до 15 кг (дискретность 5 г). Можно установить массы тары до 5 кг.

Весы зарегистрированы как медицинское изделие и имеют регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения №8470; РЗН 2013/1197 от 09.04.2018 г.

Работают от сети либо от встроенного аккумулятора типа СА 628. Аккумулятор обеспечивает автономную работу весов до 94 часов. Полностью разряженный аккумулятор заряжается 9 часов.

Допускается санобработка весов (дезинфекция и облучение кварцем).

## Преимущества

Медицинские весы Масса-К МК В1-15 «Саша» — это высокоточное и надёжное оборудование, предназначенное для измерения массы тела пациентов в медицинских учреждениях, поликлиниках, а также в домашних условиях. Простота использования и устойчивость к интенсивной эксплуатации делают их популярным выбором среди специалистов.

- Высокая точность измерений — обеспечивает достоверные результаты с минимальной погрешностью.

- Устойчивая платформа — предотвращает скольжение и обеспечивает безопасное положение пациента во время взвешивания.
- Цифровой дисплей с крупными цифрами — удобен для считывания показаний даже при плохом освещении или на расстоянии.
- Функция автоматического отключения — экономия энергии при длительном простое.
- Индикация разрядки батареи — своевременное напоминание о необходимости замены элементов питания.
- Широкий диапазон измеряемых весов — позволяет использовать весы как для взрослых, так и для детей.
- Прочный корпус — выполнен из износостойких материалов, устойчив к регулярной дезинфекции.
- Низкий порог стартовой нагрузки — моментальное включение при установке пациента на платформу.
- Простота обслуживания — легко чистится и не требует сложного технического ухода.
- Совместимость с аккумуляторами и батареями — удобство использования как в мобильных, так и в стационарных условиях.

Весы Масса-К МК В1-15 «Саша» — это идеальный выбор для клиник, госпиталей и домашнего использования, где важны точность, удобство и долговечность оборудования.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
<b>Бренд</b>	Масса-К
<b>Страна бренда</b>	Россия
<b>Отрасли</b>	Здравоохранение, Для дома, Для кабинета педиатра
<b>Наибольший предел взвешивания (НПВ), кг</b>	15
<b>Дискретность, г</b>	1/2/5
<b>Наименьший предел взвешивания (НмПВ), г</b>	20
<b>Класс точности</b>	Средний (III)
<b>Размер платформы, мм</b>	540×290
<b>Габариты, мм</b>	540×330×105
<b>Вес, кг</b>	3.6
<b>Вес в упаковке, кг</b>	4.5
<b>Электропитание, В</b>	220
<b>Страна производства</b>	Россия

### Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.