

## Медицинский дерматоскоп HEINE DELTA 20T

Дерматоскопы



Под заказ

**Области применения:**

- Здравоохранение

### Описание

#### Медицинский дерматоскоп HEINE DELTA 20T

Медицинский дерматоскоп HEINE DELTA 20T – профессиональный диагностический прибор для дерматоскопического исследования пигментированных и непигментированных поражений кожи. Устройство оснащено высококачественной ахроматической оптической системой и системой фокусировки, обеспечивающей увеличение от 10 до 16 крат для детального анализа даже мелких структур.

Дерматоскоп поддерживает работу в поляризованном и неполяризованном режимах освещения с переключением одним нажатием кнопки без необходимости замены контактных пластин. Поляризационная технология позволяет проводить исследования без бликов и отражений даже без использования иммерсионной жидкости.

Модель DELTA 20T оснащена системой индивидуальной фокусировки с диапазоном коррекции приблизительно от –6 до +6 диоптрий и эргономичной конструкцией для удобного управления одной рукой. Высококачественная светодиодная технология обеспечивает высокую яркость, точную цветопередачу и стабильность освещения.

Дерматоскоп поддерживает цифровое документирование и может подключаться к зеркальным фотокамерам ведущих производителей при помощи специальных фотоадаптеров HEINE. В комплект входит малая контактная плата для исследования труднодоступных участков кожи, включая области между пальцами рук и ног.

Изделие поставляется в двух вариантах исполнения: с рукояткой BETA 4 USB и с рукояткой BETA 4 NT.

#### Особенности

- Высококачественная ахроматическая оптическая система.
- Кристально чистое изображение высокого разрешения.
- Увеличение от 10 до 16 раз.
- Система индивидуальной фокусировки.
- Диапазон коррекции приблизительно от –6 до +6 диоптрий.
- Переключение между поляризованным и неполяризованным освещением одной кнопкой.
- Работа без замены контактных пластин.
- Исследование без бликов и отражений благодаря поляризации.
- Возможность работы без иммерсионной жидкости.
- Высококачественная светодиодная технология освещения.
- Высокий индекс цветопередачи.
- Система контроля яркости и терморегулирования.
- Поддержка цифрового документирования.
- Совместимость с SLR-камерами основных брендов через фотоадаптеры HEINE.
- Функция обнаружения «мигающих знаков» при исследовании кристаллических структур и мильи.
- Малая контактная плата для исследования труднодоступных участков.
- Управление одной рукой.
- Эргономичная конструкция.

#### Комплект поставки

Вариант исполнения с рукояткой BETA 4 USB

- Основной блок дерматоскопа HEINE DELTA 20T.

- Рукоятка BETA 4 USB.
- Малая контактная плата.
- Футляр для хранения.

Вариант исполнения с рукояткой BETA 4 NT

- Основной блок дерматоскопа HEINE DELTA 20T.
- Рукоятка BETA 4 NT.
- Малая контактная плата.
- Футляр для хранения.

## Технические характеристики

Характеристика	Значение
Тип изделия	Дерматоскоп медицинский
Тип освещения	Высококачественное светодиодное
Увеличение	от 10 до 16 x
Поляризация	Переключаемая, с поляризацией и без
Поле обзора	20 мм
Диапазон коррекции	приблизительно от -6 до +6 дптр
Фокусировка	Индивидуальная
Цифровое документирование	Поддерживается
Совместимость с камерами	SLR-камеры основных брендов через фотоадаптеры HEINE
Стандарты оснащения	Приказ Минздрава России №381н, Приказ Минздрава России №924н

## Преимущества

- Высококачественная ахроматическая оптическая система обеспечивает кристально чёткое изображение с высоким разрешением.
- Плавная система фокусировки с увеличением от 10 до 16 раз для детального исследования мелких структур кожи.
- Переключение между поляризованным и неполяризованным режимом освещения одним нажатием кнопки.
- Работа без необходимости замены контактных пластин.
- Поляризационная технология устраняет блики и отражения даже без применения иммерсионной жидкости.
- Функция выявления «мигающих знаков» при исследовании кристаллических структур и милий.
- Индивидуальная фокусировка с диапазоном коррекции приблизительно от -6 до +6 диоптрий.
- Эргономичная конструкция для удобного управления одной рукой.
- Высококачественная светодиодная технология с высоким индексом цветопередачи.
- Стабильная яркость освещения благодаря системе контроля интенсивности света.
- Эффективное терморегулирование для длительной комфортной работы.
- Поддержка цифрового документирования результатов обследования.
- Возможность подключения к зеркальным фотокамерам ведущих брендов через фирменные фотоадаптеры HEINE.
- Малая контактная плата для исследования труднодоступных пигментированных поражений.
- Поле обзора 20 мм для комфортного исследования участков кожи.
- Совместимость со стандартами оснащения медицинских учреждений.
- Надёжная конструкция и высокое качество материалов HEINE.
- Доступны варианты исполнения с рукоятками BETA 4 USB и BETA 4 NT.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
<b>Бренд</b>	HEINE Optotechnik
<b>Страна бренда</b>	Германия
<b>Отрасли</b>	Для кабинета дерматолога

<b>Ссылка на документы</b>	<a href="https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010039937.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010039937.pdf</a>
<b>Вес, кг</b>	1.2
<b>Страна производства</b>	Германия

### **Дисклеймер:**

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.