

## Медицинский дерматоскоп HEINE DELTAone

Дерматоскопы



Под заказ

**Области применения:**

- Здравоохранение

### Описание

#### Дерматоскоп HEINE DELTAone

Дерматоскоп HEINE DELTAone – компактный диагностический прибор для дерматоскопических исследований, сочетающий высокое качество визуализации и портативность. Модель оснащена новой ахроматической оптической системой HEINE, обеспечивающей кристально чистое изображение и высокую детализацию исследуемых структур кожи.

Высококачественное светодиодное освещение обеспечивает естественную цветопередачу и высокую контрастность изображения. Благодаря функции поляризации устраняются мешающие блики и отражения, что повышает точность визуальной диагностики. Переключение между поляризованным и неполяризованным светом выполняется одним нажатием кнопки.

HEINE DELTAone поддерживает как контактный, так и бесконтактный режим обследования. Компактные размеры позволяют легко переносить прибор и использовать его в условиях амбулаторного приёма, выездной диагностики и ежедневной клинической практики.

Модель оснащена системой индивидуальной компенсации фокусировки в диапазоне от -4 до +4 диоптрий, трёхступенчатой регулировкой яркости и перезаряжаемым литий-ионным аккумулятором без эффекта памяти. Пыленепроницаемая конструкция и автоклавируемая контактная плата обеспечивают высокий уровень гигиены и долговечность эксплуатации.

Дерматоскоп поддерживает цифровую документацию изображений с помощью приложения HEINE DERM, HEINE DERManager и системы HEINE Cube. Возможна работа со смартфонами для сохранения и обработки цифровых изображений.

#### Особенности

- Компактный карманный формат.
- Ахроматическая оптическая система HEINE.
- Кристально чистое изображение с высокой детализацией.
- Высококачественное светодиодное освещение с естественной цветопередачей.
- Поляризация для устранения бликов и отражений.
- Переключение между поляризованным и неполяризованным светом одной кнопкой.
- Быстрый переход от контактного к бесконтактному обследованию.
- 10-кратное увеличение.
- Поле обзора 21 мм.
- Линза диаметром 22 мм.
- Регулируемая интенсивность света – 3 уровня яркости.
- Компенсация фокусировки в диапазоне от -4 до +4 диоптрий.
- Работа одной рукой.
- Поддержка цифровой документации изображений.
- Совместимость с HEINE DERM, HEINE DERManager и HEINE Cube.
- Поддержка цифровых изображений со смартфонов.
- Автоклавируемая контактная плата со шкалой.
- Пыленепроницаемая конструкция.
- Не требует технического обслуживания.
- Перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор без эффекта памяти.
- Безопасная зарядка независимо от уровня заряда аккумулятора.

#### Возможности цифровой документации

- Сохранение цифровых изображений с использованием HEINE DERM.
- Работа с системой HEINE Cube.
- Интуитивно понятное управление изображениями и данными с помощью HEINE DERManager.
- Получение цифровых изображений со многих популярных смартфонов.

### Комплект поставки

- Основной блок дерматоскопа HEINE DELTAone.
- Контактная плата со шкалой.
- USB-кабель.
- USB-шнур с подключаемым источником питания, одобренным для медицинских целей.
- Сетевой адаптер.
- Жёсткий футляр.

### Варианты исполнения

- HEINE DELTAone черно-серебристый.
- HEINE DELTAone бело-серебристый.

### Технические характеристики

Характеристика	Значение
Тип освещения	LEDHQ
Увеличение	10 ×
Поляризация	Поляризованный и неполяризованный режим
Переключение режимов	Одной кнопкой
Поле обзора	21 мм
Диаметр линзы	22 мм
Регулировка яркости	3 уровня
Диапазон фокусировки	от -4 до +4 диоптрий
Тип аккумулятора	Литий-ионный
Конструкция	Пыленепроницаемая
Контактная плата	Автоклавируемая, со шкалой

### Стандарты оснащения

- Приказ Минздрава России №381н.
- Приказ Минздрава России №924н.

### Преимущества

- Компактный карманный формат для мобильной диагностики.
- Ахроматическая оптическая система HEINE обеспечивает кристально чистое изображение.
- Точная цветопередача благодаря высококачественной светодиодной технологии освещения.
- Поляризация устраняет блики и отражения при обследовании.
- Переключение между поляризованным и неполяризованным режимом одной кнопкой.
- Поддержка контактного и бесконтактного метода обследования.
- 10-кратное увеличение для детального исследования кожных структур.
- Поле обзора 21 мм обеспечивает удобную визуализацию.
- Регулировка яркости с 3 уровнями интенсивности освещения.
- Компенсация фокусировки в диапазоне от -4 до +4 диоптрий.
- Эргономичная конструкция для комфортной работы одной рукой.
- Автоклавируемая контактная плата со шкалой снижает риск перекрёстного загрязнения.
- Пыленепроницаемая конструкция не требует технического обслуживания.
- Перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор без эффекта памяти.
- Безопасная зарядка независимо от текущего уровня заряда аккумулятора.
- Поддержка цифровой документации изображений через HEINE DERM и HEINE Cube.
- Совместимость со многими популярными смартфонами для получения цифровых изображений.
- Доступны варианты исполнения в черно-серебристом и бело-серебристом цвете.

### Характеристики

Параметр:

## Показатель:

<b>Бренд</b>	HEINE Optotechnik
<b>Страна бренда</b>	Германия
<b>Отрасли</b>	Для кабинета дерматолога
<b>Ссылка на документы</b>	<a href="https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010039938.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010039938.pdf</a>
<b>Вес, кг</b>	0.37
<b>Страна производства</b>	Германия

**Дисклеймер:**

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описание в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.