

Медицинский хирургический отсасыватель Armed 7E-D 17 л/мин

Аспираторы (отсасыватели)



Ваша цена

Розница
12 802 руб.

Оптовая цена
12 687 руб.



Под заказ

Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

Описание

Медицинский хирургический отсасыватель Armed 7E-D

Медицинский хирургический отсасыватель Armed 7E-D – переносной аспирационный аппарат, предназначенный для удаления жидкостей, секрета и других биологических сред при проведении медицинских процедур. Устройство применяется в условиях лечебных учреждений, процедурных и смотровых кабинетов, а также при выполнении малых хирургических вмешательств.

Конструкция модели ориентирована на удобную ежедневную эксплуатацию и мобильное использование. Благодаря компактным размерам и небольшому весу оборудование удобно размещать в кабинетах и перемещать между рабочими зонами. Корпус выполнен из ударопрочного пластика и оснащён эргономичной ручкой для переноски.

Управление отсасывателем осуществляется при помощи кнопки включения и механического регулятора интенсивности аспирации. Встроенная система защиты от переполнения банки реализована поплавковым клапаном, предотвращающим попадание жидкости внутрь аппарата. Дополнительную защиту обеспечивает воздушный фильтр со сменными элементами.

Модель поддерживает питание от стандартной электрической сети, встроенного аккумулятора и автомобильного прикуривателя 12 В, что позволяет использовать оборудование как в стационарных условиях, так и при организации мобильных медицинских рабочих мест.

Показания к применению

- Удаление биологических жидкостей во время медицинских процедур.
- Проведение аспирации в условиях процедурных и смотровых кабинетов.
- Применение при выполнении малых хирургических вмешательств.
- Использование в педиатрической практике.
- Оснащение кабинетов амбулаторного приёма.
- Применение в кабинетах общей врачебной практики.
- Использование в частных медицинских центрах и клиниках.
- Эксплуатация в мобильных медицинских рабочих местах.

Особенности

- Переносное исполнение для удобной эксплуатации в различных кабинетах и выездных условиях.
- Компактная конструкция и небольшой вес.
- Эргономичная ручка для переноски.
- Корпус из ударопрочного пластика.
- Механический регулятор интенсивности аспирации.
- Система защиты от переполнения банки с поплавковым клапаном.
- Воздушный фильтр со сменными элементами.
- Низкий уровень шума при эксплуатации.
- Возможность подключения к сети автомобиля.
- Работа от сети 220 В, встроенного аккумулятора и автоприкуривателя 12 В.
- Поддержка установки на вертикальные поверхности при помощи кронштейна.
- Комплектуется катетерами F8 и F12.
- Надёжная конструкция для регулярного медицинского применения.
- Продолжительный эксплуатационный ресурс.

Комплект поставки

- Отсасыватель медицинский Armed 7E-D.
- Банка-сборник – 1 шт.
- Воздушный фильтр.
- Клапан защиты от переполнения.
- Катетер F8.
- Катетер F12.
- Кронштейн для крепления на стену.
- Кабель для подключения к автоприкуривателю.
- Комплект документации.

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Тип отсасывателя	переносной
Материал корпуса	ударопрочный пластик
Количество банок-сборников	1 шт.
Материал банки-сборника	пластик
Производительность	17 л/мин
Диапазон отрицательного давления	20 – 75 кПа
Объём банки-сборника	1 000 мл
Уровень шума	не более 70 дБ
Питание от сети автомобиля	да
Цикл работы	30/15 мин
Аккумуляторная батарея	2.6 А*ч
Гарантия	1 год

Преимущества

- Переносное исполнение обеспечивает удобное использование в различных кабинетах и при мобильной медицинской помощи.
- Компактные размеры и небольшой вес упрощают размещение, хранение и транспортировку оборудования.
- Эргономичная ручка обеспечивает комфортную переноску устройства.
- Корпус из ударопрочного пластика рассчитан на интенсивную ежедневную эксплуатацию.
- Механический регулятор позволяет быстро изменять интенсивность аспирации в зависимости от выполняемой процедуры.
- Производительность 17 л/мин обеспечивает эффективное удаление жидкостей и биологических сред.
- Регулируемый диапазон отрицательного давления от 20 до 75 кПа позволяет адаптировать параметры работы под различные клинические задачи.
- Поплавковый клапан автоматически предотвращает переполнение банки-сборника и защищает внутренние узлы устройства.
- Воздушный фильтр обеспечивает дополнительную защиту оборудования при эксплуатации.
- Предусмотрена возможность замены воздушных фильтрующих элементов.
- Низкий уровень шума не более 70 дБ повышает комфорт медицинского персонала и пациента.
- Банка-сборник объёмом 1 000 мл обеспечивает достаточный запас для проведения процедур.
- Работа от сети 220 В, встроенного аккумулятора и автомобильного прикуривателя 12 В расширяет варианты эксплуатации.
- Встроенный аккумулятор позволяет использовать отсасыватель при отсутствии постоянного электропитания.
- Возможность подключения к бортовой сети автомобиля делает устройство удобным для мобильных медицинских решений.
- Комплектация катетерами F8 и F12 расширяет возможности применения.
- Кронштейн позволяет закреплять оборудование на вертикальных поверхностях.
- Надёжная конструкция рассчитана на продолжительный срок эксплуатации.
- Подходит для применения в педиатрической практике.

Характеристики

Параметр:

Показатель:

Бренд

Армед

Страна бренда	Россия
Отрасли	Здравоохранение
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010040026.pdf
Габариты, мм	280×196×285
Вес, кг	6.78
Габариты в упаковке, мм	350×270×290
Электропитание, В	220
Потребляемая мощность, Вт	90
Страна производства	Китай

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.