

## Медицинский хирургический респиратор без клапана, класс защиты FFP3

Маски, респираторы и перчатки

Арт. 00-00000091



### Ваша цена

Розница  
**46 руб.**

Оптовая цена  
**44 руб.**



Под заказ

С учетом НДС 10 %

- Класс защиты: FFP3

### Наличие регистрационного удостоверения

РЗН 2021/14412 от 28.05.2021

## Описание

### Медицинский хирургический респиратор без клапана, класс защиты FFP3

Респиратор предназначен для защиты от переноса микроорганизмов, крови, биологических жидкостей и воздействия взвешенных в воздухе биологических патогенных частиц. Применяется медицинскими работниками и пациентами во время медицинских, хирургических, стоматологических и изоляционных процедур.

Цена указана за штуку, продаётся упаковками по 5 штук.

Представляет собой готовую к применению фильтрующую полумаску, состоящую из пяти разных слоёв специальных материалов. Наружный слой сделан из нетканого термоскрепленного материала «Спанбонд» с плотностью не менее 60 г/м<sup>2</sup>, промежуточный – из материала «Мельтблаун» плотностью 90 г/м<sup>2</sup> в 3 слоя. Внутренний слой выполнен из «Спанбонда» плотностью не менее 25 г/м<sup>2</sup>.

Респиратор можно применять как в стационарных и амбулаторных ЛПУ, так и в домашних условиях, в местах массового скопления людей (на улице, в транспорте, общественных организациях).

Класс защиты – FFP3 (удерживает не менее 99 % вредных частиц).

Респиратор одноразовый и нестерильный. Не подлежит стерилизации.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	00-00000091
Бренд	AUGURI
Страна бренда	Россия
Класс защиты	FFP3

### Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.