

## Медицинский холодильник Бирюса 315K-GB

Медицинские и фармацевтические холодильники



### Ваша цена

Розница

**51 855 руб.**

Оптовая цена

**48 753 руб.**

**бирюса**

В наличии

### Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

- Тип холодильника: лабораторный
- Форм-фактор холодильника: высокий (напольный)
- Дверцы: непрозрачные металлические
- Температура в холодильнике, °C: 0...17
- Температура в морозильной камере, °C: -6...-28
- Общий объём, л: 295
- Объём холодильной камеры, л: 210
- Объём морозильной камеры, л: 85

### Наличие регистрационного удостоверения

РЗН 2022/17629 от 28.06.2022

## Описание

### Медицинский холодильник Бирюса 315K-GB

Предназначена для хранения лабораторных продуктов, образцов, культур, реагентов, а также фармацевтической продукции, лекарственных препаратов, вакцин, биологических препаратов и медицинских изделий при температуре от 0 до 17 °C в холодильном отделении и от -28 °C до -6 °C в морозильном отделении.

Применяется в НИИ, диагностических центрах, лабораториях различного профиля (биохимические, гематологические, иммунологические исследования, в т. ч. исследования методом ПЦР) и других медицинских и фармацевтических учреждениях.

Особенности:

- электронная система управления;
- световая и звуковая сигнализация отклонения температуры внутри отделений и незакрытой двери холодильного отделения;
- система принудительной циркуляции воздуха;
- автоматическое отключение вентилятора при открывании двери;
- двери холодильного и морозильного отделений камеры оснащены механическими замками;
- дополнительные внутренние дверцы для сохранения температуры в каждой секции при открывании общей двери.

Включение и выключение освещения производится автоматически.

Испаритель холодильного отделения холодильника размораживается автоматически.

Для удобства перемещения камера оснащена колёсными опорами, расположенными на основании компрессора.

## Характеристики

Параметр:

**Показатель:**

<b>Бренд</b>	Бирюса
<b>Страна бренда</b>	Россия
<b>Отрасли</b>	Здравохранение
<b>Тип холодильника</b>	лабораторный
<b>Форм-фактор холодильника</b>	высокий (напольный)
<b>Дверцы</b>	непрозрачные металлические
<b>Температура в холодильнике, °C</b>	0...17
<b>Температура в морозильной камере, °C</b>	-6...-28
<b>Общий объём, л</b>	295
<b>Объём холодильной камеры, л</b>	210
<b>Объём морозильной камеры, л</b>	85
<b>Количество компрессоров, шт</b>	2
<b>Хладагент</b>	R-600a
<b>Габариты, мм</b>	605×625 (665 с учётом ручки)×1650
<b>Вес, кг</b>	69
<b>Вес в упаковке, кг</b>	76
<b>Электропитание, В</b>	230±23
<b>Потребляемая мощность, Вт</b>	170
<b>Страна производства</b>	Россия

**Дисклеймер:**

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.