

## Медицинский холодильник Бирюса М409 (115 л, 0...+8 °С)

Медицинские холодильники



### Ваша цена

Розница  
**17 800 руб.**

Оптовая цена  
**17 648 руб.**

**бирюса**

Под заказ

### Области применения:

- Здравоохранение

С учетом НДС 22 %

## Описание

### Медицинский холодильник Бирюса М409

Медицинский холодильник Бирюса М409 – компактный однокамерный холодильник, предназначенный для хранения лекарственных препаратов, медицинских изделий, реактивов и других материалов, требующих соблюдения температурного режима от 0 до +8 °С. Благодаря небольшим габаритам модель подходит для оснащения процедурных, лабораторий, аптек, прививочных кабинетов, диагностических центров и других медицинских учреждений.

Холодильник оснащён механической системой управления, обеспечивающей простую и надёжную эксплуатацию. Внутреннее пространство объёмом 115 л оборудовано тремя полками с полезной площадью хранения 0,48 м<sup>2</sup>, что позволяет рационально разместить содержимое.

Бирюса М409 отличается низким энергопотреблением, тихой работой и оснащён светодиодным освещением внутренней камеры. Возможность перевешивания двери облегчает установку оборудования в помещениях с ограниченным пространством.

### Особенности

- Температурный режим хранения от 0 до +8 °С.
- Компактная однокамерная конструкция.
- Механическая система управления.
- Полезный внутренний объём – 115 л.
- Три съёмные полки.
- Полезная площадь хранения – 0,48 м<sup>2</sup>.
- Глухая металлическая дверь.
- Возможность перевешивания двери.
- Светодиодное внутреннее освещение.
- Низкий уровень шума.
- Экономичное энергопотребление.
- Корпус цвета металл.

### Показания к применению

- Хранение лекарственных препаратов.
- Хранение медицинских изделий.
- Хранение лабораторных реактивов.
- Хранение расходных материалов, требующих температурного режима от 0 до +8 °С.
- Использование в лечебно-профилактических учреждениях, лабораториях, аптеках, диагностических и медицинских центрах.

### Комплект поставки

- Медицинский холодильник Бирюса М409.
- Полки – 3 шт.
- Руководство по эксплуатации.

### Технические характеристики

Характеристика	Значение
----------------	----------

Температура хранения	0 – +8 °С
Тип холодильника	Однокамерный
Тип двери	Глухая
Цвет	Металлик
Количество полок	3
Полезная площадь хранения	0,48 м <sup>2</sup>
Тип управления	Механическое
Суточный расход электроэнергии (при температуре окружающего воздуха 24 °С)	0,47 кВт·ч
Возможность перевешивания двери	Да
Освещение	Светодиодное
Температура окружающей среды	10 – 35 °С
Допустимая относительная влажность	Не более 80 % при температуре 25 °С
Средний срок службы	Не менее 10 лет

## Преимущества

- Компактные размеры позволяют установить холодильник даже в небольших медицинских кабинетах и лабораториях.
- Температурный диапазон хранения от 0 до +8 °С подходит для хранения лекарственных препаратов, реагентов и медицинских изделий.
- Механическая система управления отличается простотой эксплуатации и надёжностью.
- Полезный объём 115 л обеспечивает удобное размещение содержимого.
- Три полки позволяют рационально организовать внутреннее пространство.
- Полезная площадь хранения составляет 0,48 м<sup>2</sup>.
- Светодиодное внутреннее освещение обеспечивает хорошую видимость содержимого при минимальном энергопотреблении.
- Возможность перевешивания двери облегчает установку холодильника с учётом особенностей помещения.
- Низкий уровень шума – не более 40 дБА.
- Экономичное энергопотребление – всего 0,47 кВт·ч в сутки.
- Номинальная потребляемая мощность составляет 47 Вт.
- Один компрессор обеспечивает стабильную работу холодильной системы.
- Глухая дверь защищает содержимое от воздействия света.
- Корпус цвета металл устойчив к повседневной эксплуатации и легко очищается.
- Средний срок службы составляет не менее 10 лет.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
<b>Бренд</b>	Бирюса
<b>Страна бренда</b>	Россия
<b>Отрасли</b>	Для дома
<b>Дверцы</b>	непрозрачные металлические
<b>Температура в холодильнике, °С</b>	0 ... +8
<b>Общий объём, л</b>	115
<b>Количество компрессоров, шт</b>	1
<b>Максимальный шум, дБ</b>	40
<b>Габариты, мм</b>	480×605×870

Вес, кг	27
Вес в упаковке, кг	28
Габариты в упаковке, мм	510×665×905
Электропитание, В	220
Потребляемая мощность, Вт	47
Страна производства	Россия

#### **Дисклеймер:**

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.