

## Медицинский лоток Ока-Медик ЛМПу-260

Контейнеры для дезинфекции



**Ваша цена**

Розница  
**516 руб.**

**Оптовая цена**  
**497 руб.**



Под заказ

**Области применения:**

- Здравоохранение

НДС не облагается

### Описание

#### Медицинский лоток Ока-Медик ЛМПу-260

Медицинский лоток Ока-Медик ЛМПу-260 – изделие медицинского назначения, предназначенное для размещения инструментов и расходных материалов при проведении различных медицинских процедур. Используется на этапах мойки, дезинфекции, предстерилизационной обработки и стерилизации в сухожаровых шкафах и иных методах обработки.

Лоток применяется в лечебно-профилактических учреждениях всех профилей. Конструкция обеспечивает удобство работы медицинского персонала при организации стерильного рабочего процесса и хранении инструментов в ходе манипуляций.

Изделие выполнено из нержавеющей стали, устойчивой к многократным циклам дезинфекции и стерилизации паровым, химическим и термическим способами в соответствии с МУ 287-113.

#### Особенности

- Изготовлен из коррозионно-стойкой нержавеющей стали, устойчивой к агрессивным средам.
- Выдерживает многократные циклы стерилизации без потери эксплуатационных свойств.
- Подходит для обработки паром, химическими растворами и сухожаровой стерилизации.
- Обеспечивает удобное размещение медицинских инструментов во время процедур.
- Универсален для использования в учреждениях различного профиля.
- Простая конструкция, удобная для санитарной обработки.

#### Технические характеристики

Характеристика	Значение
Вместимость	1 л
Материал	нержавеющая сталь

### Преимущества

- Изготовлен из высококачественной нержавеющей стали, устойчивой к коррозии и многократной обработке.
- Сохраняет эксплуатационные свойства при регулярном воздействии дезинфицирующих растворов и стерилизационных циклов.
- Допускает обработку паровым методом без деформации и потери прочности.
- Совместим с химическими методами дезинфекции, применяемыми в медицинских учреждениях.
- Подходит для сухожаровой стерилизации при высоких температурах.
- Обеспечивает удобное размещение и сортировку медицинских инструментов во время процедур.
- Универсален для использования в различных отделениях медицинских учреждений.
- Простая конструкция облегчает санитарную обработку и поддержание стерильности.
- Устойчив к механическим нагрузкам при ежедневной эксплуатации.
- Не впитывает биологические жидкости и легко очищается после использования.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Ока-Медик
Страна бренда	Россия
Отрасли	Для отделения стерилизации
Ссылка на документы	<a href="https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010005588.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010005588.pdf</a>
Габариты, мм	260×180×30
Вес, кг	0.41
Страна производства	Россия

### Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.