

## Медицинский монокулярный микроскоп Микромед-1 вар.1-20

Медицинские микроскопы      Арт. 10516



**Ваша цена**

Розница

**32 390 руб.**

Оптовая цена

**29 151 руб.**

*Микромед*

Под заказ

С учетом НДС 22 %

Товар участвует в акциях:

- Гарантия наименьшей цены

### Описание

#### Медицинский монокулярный микроскоп Микромед-1 вар.1-20

Микроскоп Микромед-1 вар.1-20 — монокулярный лабораторный микроскоп для морфологических исследований препаратов в проходящем свете методом светлого поля. Он предназначен для диагностики, учебных и научно-исследовательских работ в медицинских, биологических и ветеринарных лабораториях.

Микроскоп позволяет изучать окрашенные и неокрашенные биологические объекты в виде мазков и срезов. Визуальная насадка поворотная на 360° обеспечивает удобство совместной работы, а широкопольные окуляры с удалённым зрачком делают работу комфортной для глаз. С помощью [видеоокуляра](#) (в комплект не входит) микроскоп может выводить изображение в режиме реального времени на экран ПК.

Микроскоп оснащён двухкоординатным предметным столиком с коаксиальными рукоятками, коаксиальным механизмом грубой и точной фокусировки с регулировкой жесткости хода, галогенной лампой с регулировкой яркости и удобной цветовой температурой. Модель обеспечивает быстрые лабораторные работы и может использоваться в университетах, клиниках и ветеринарии.

#### Особенности

- Монокулярная визуальная насадка с углом наклона 45° и увеличением 1×.
- Револьверное устройство на 4 объектива.
- Двухкоординатный предметный столик с коаксиальными рукоятками.
- Коаксиальный механизм грубой и точной фокусировки с регулировкой жесткости хода.
- Широкопольные окуляры 10/18; (опция: 5/18, 12,5/15, 16/15, 20/11).
- Центрируемый конденсор Аббе с наибольшей числовой апертурой 1,25.
- Источник света — галогенная лампа 6/20 В/Вт или 12/20 В/Вт с регулировкой яркости.
- Возможность подключения видеоокуляра для вывода изображения на экран ПК ([не входит в комплект](#)).
- Визуальная насадка поворотная на 360° для совместной работы нескольких пользователей.

#### Технические характеристики

| Параметр                              | Значение                                                                                     |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Визуальная насадка                    | монокулярная                                                                                 |
| Увеличение, крат                      | 40 – 1000 (1600; 2000 – заказываются отдельно)                                               |
| Угол наклона визуальной насадки, град | 45                                                                                           |
| Увеличение насадки                    | 1                                                                                            |
| Окуляры                               | широкопольные 10/18; (5/18; 12,5/15; 16/15; 20/11 – заказываются отдельно)                   |
| Револьверное устройство               | на 4 объектива                                                                               |
| Тип коррекции объективов              | хроматы, рассчитаны на длину тубуса 160 мм                                                   |
| Объективы                             | 4× / 0,1; 10× / 0,25; 40× / 0,65; 100× / 1,25; 20× / 0,4; 60× / 0,85 – заказываются отдельно |
| Размер предметного столика, мм        | 125 x 130                                                                                    |

|                                                      |                                                                   |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Диапазон перемещения препарата, мм                   | 70 x 30                                                           |
| Диапазон перемещения столика по высоте, мм           | 13                                                                |
| Центрируемый конденсор Аббе, наиб. числовая апертура | 1,25                                                              |
| Источник света                                       | галогенная лампа, 6/20 В/Вт или 12/20 В/Вт с регулировкой яркости |

## Преимущества

- Монокулярный микроскоп с широкополыми окулярами обеспечивает комфортное наблюдение и удалённый зрачок для работы глаз.
- Двухкоординатный предметный столик с коаксиальными рукоятками позволяет точно перемещать препарат.
- Коаксиальный механизм грубой и точной фокусировки с регулировкой жесткости хода облегчает настройку изображения.
- Визуальная насадка поворотная на 360° для совместной работы нескольких пользователей.
- Револьверное устройство на 4 объектива обеспечивает быстрое переключение между увеличениями.
- Хроматические объективы, рассчитанные на длину тубуса 160 мм, позволяют получать чёткое изображение во всём поле зрения.
- Галогенный источник света 6/20 В/Вт или 12/20 В/Вт с регулировкой яркости обеспечивает комфортное освещение препаратов.
- Возможность подключения [видеоокуляра](#) для вывода изображения на экран ПК (не входит в комплект).
- Компактная и устойчивая конструкция микроскопа облегчает перемещение и эксплуатацию в лаборатории.
- Широкий ассортимент дополнительного оборудования расширяет возможности исследований.

## Характеристики

| Параметр:           | Показатель:                                                                                                   |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Артикул             | 10516                                                                                                         |
| Бренд               | Микромед                                                                                                      |
| Страна бренда       | Россия                                                                                                        |
| Ссылка на документы | <a href="https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00000002305.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00000002305.pdf</a> |
| Габариты, мм        | 180 × 290 × 380                                                                                               |
| Вес, кг             | 5                                                                                                             |
| Страна производства | Китай                                                                                                         |

### Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.