

## Медицинский монокулярный микроскоп Микромед С-12

Медицинские микроскопы



Ваша цена

Розница

8 731 руб.

Murpaueg

В наличии

НДС не облагается

Товар участвует в акциях:

• Гарантия наименьшей цены

Наличие регистрационного удостоверения

Array

### Описание

### Медицинский монокулярный микроскоп Микромед С-12

Микроскоп Микромед С-12 — монокулярный оптический прибор для морфологических исследований препаратов в проходящем свете по методу светлого поля. Предназначен для работы с окрашенными и неокрашенными биологическими объектами в виде мазков и срезов, а также для учебных и лабораторных работ в области биологии, зоологии и различных областей медицины (пульмонология, дерматология, урология и др.).

Микроскоп оснащён возможностью подключения видеоокуляра с программным обеспечением для количественного анализа исследуемых структур на персональном компьютере. Источник света — зеркало с двумя отражающими поверхностями (плоской и вогнутой), что делает устройство полностью независимым от внешних источников питания, обеспечивая удобство использования в полевых условиях и учебных заведениях.

Особенности конструкции включают ручки грубой и тонкой фокусировки с обеих сторон штатива, механизм ограничителя и пружинящую оправу объектива 40× для защиты линзы и препарата, высокоточную сборку и юстировку, что позволяет сохранять исследуемый участок в поле зрения при смене объективов.

### Особенности

- Монокулярная визуальная насадка.
- Ахроматическая оптика с простой оптической схемой обеспечивает качественное изображение при доступной цене.
- Независимость от внешних источников питания благодаря зеркалу Ø 50 мм.
- Зеркало с плоской и вогнутой поверхностями для регулировки освещённости объекта.
- Ручки грубой и тонкой фокусировки с обеих сторон штатива.
- Механизм ограничителя и пружинящая оправа объектива 40× для защиты линзы и препарата.
- Высокоточная сборка и юстировка для удобного наблюдения.
- Возможность подключения видеоокуляра для анализа на ПК (в комплект не входит).

## Технические характеристики

Характеристика	Значение	_
Визуальная насадка	монокулярная	
Увеличение, крат	40 – 640 (800 заказы	- вается отдельно)
Увеличение насадки	1	_
Окуляры 10/18	; 16/15 (5/18; 12,5/15; 2	- 0/11 заказываются отдельно)
Револьверное устрой	іство на 3 объекти	ва
Тип коррекции объек	стивов ахроматы, р	рассчитаны на длину тубуса 160 мм



Объективы (ахроматические), крат / аперт	ypa 4× / 0,1; 10× / 0,25; 40× / 0,65
Размер предметного столика, мм 10	5 × 115
	7
Источник света зеркало Ø 50 мм	

# Преимущества

- Ахроматическая оптика обеспечивает чёткое и контрастное изображение при наблюдении окрашенных и неокрашенных препаратов.
- Независимость от внешних источников питания благодаря зеркальному осветителю с плоской и вогнутой отражающими поверхностями.
- Возможность подключения видеоокуляра для компьютерного анализа изображения и документирования исследований.
- Плоская и вогнутая поверхности зеркала позволяют регулировать интенсивность освещения без использования электропитания.
- Ручки грубой и точной фокусировки расположены по обе стороны штатива, что обеспечивает удобную настройку резкости.
- Пружинящая оправа объектива 40× защищает препарат и линзу от повреждений при фокусировке.
- Высокоточная юстировка сохранения поля зрения при смене объективов.
- Простая и надёжная механика делает микроскоп оптимальным выбором для учебных учреждений и полевых исследований.
- Компактный и удобный для транспортировки корпус.
- Широкая область применения: биология, зоология, медицина и учебные лаборатории.

# Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Микромед
Страна бренда	Россия
Габариты, мм	190 × 140 × 320
Вес, кг	2.25
Страна производства	Китай

# Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.