

Медицинский передвижной хирургический отсасыватель Armed 7A-23B

Аспираторы (отсасыватели)



Ваша цена

Розница
15 110 руб.

Оптовая цена
14 975 руб.



Под заказ

Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

Описание

Медицинский хирургический отсасыватель Armed 7A-23B

Медицинский хирургический отсасыватель Armed 7A-23B – передвижной аспирационный аппарат, предназначенный для удаления биологических жидкостей, газов и частиц тканей из операционных ран и полостей во время проведения и после хирургических вмешательств.

Модель применяется в хирургии, эндоскопии, гинекологии и других направлениях медицинской практики, где требуется стабильная аспирация и контроль отрицательного давления.

Корпус устройства выполнен из металла и оснащён четырьмя колёсами для удобного перемещения внутри медицинского учреждения. Управление осуществляется кнопкой включения и механическим регулятором давления. Для визуального контроля параметров работы предусмотрена шкала со стрелочным отображением давления.

Отсасыватель оснащён двумя стеклянными банками-сборниками, одна из которых оборудована поплавковым клапаном защиты от переполнения. В комплект также входит металлический наконечник для проведения полостной аспирации и ножная педаль для управления без использования рук.

Особенности

- Передвижное исполнение для эксплуатации в условиях медицинского учреждения.
- Металлический корпус для интенсивной ежедневной эксплуатации.
- Четыре колеса для удобного перемещения оборудования.
- Механический регулятор настройки отрицательного давления.
- Кнопочное управление.
- Стрелочный индикатор давления со шкалой контроля.
- Две стеклянные банки-сборника.
- Поплавковый клапан защиты от переполнения одной из ёмкостей.
- Воздушный фильтр для дополнительной защиты внутренних узлов.
- Возможность замены воздушного фильтра.
- Ножная педаль для управления без использования рук.
- Металлический наконечник для полостной аспирации.
- Низкий уровень шума во время работы.
- Непрерывная работа до 4 часов.

Показания к применению

Хирургический отсасыватель Armed 7A-23B применяется для удаления жидкостей, газов и тканевых частиц при проведении медицинских вмешательств и послеоперационных процедур.

- оперативные вмешательства;
- полостная аспирация;
- гинекологические процедуры;
- эндоскопические исследования и манипуляции;
- аспирация содержимого из операционных полостей;
- хирургические кабинеты и операционные блоки.

Комплект поставки

- Отсасыватель медицинский Armed 7A-23B.
- Воздушный фильтр.
- Клапан защиты от перелива.
- Банка-сборник – 2 шт.
- Соединительная трубка – 2 шт.
- Металлический наконечник для полостей.
- Катетер – 1 шт.
- Ножная педаль-выключатель.
- Комплект документации.

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Тип отсасывателя	передвижной
Материал корпуса	металл
Количество банок-сборников	2 шт.
Материал банки-сборника	стекло
Производительность	20 л/мин
Диапазон отрицательного давления	20-90 кПа
Объём банки-сборника	2 500 мл
Уровень шума	не более 60 дБ
Цикл работы	240/15 мин
Время непрерывной работы	до 4 ч
Гарантия	1 год

Преимущества

- Передвижное исполнение обеспечивает удобное перемещение оборудования между операционными и процедурными кабинетами.
- Маневренные колёса облегчают транспортировку отсасывателя внутри медицинского учреждения.
- Металлический корпус рассчитан на интенсивную ежедневную эксплуатацию.
- Простое управление с помощью кнопки включения и механического регулятора давления.
- Стрелочный индикатор позволяет визуально контролировать уровень создаваемого отрицательного давления.
- Ножная педаль обеспечивает управление аспирацией без использования рук во время проведения вмешательств.
- Две стеклянные банки-сборника увеличивают общий объём сбора аспирационного содержимого.
- Объём каждой банки-сборника составляет 2 500 мл.
- Поплавковый клапан автоматически предотвращает переполнение накопительной ёмкости.
- Воздушный фильтр обеспечивает дополнительную защиту внутренних узлов аппарата.
- Предусмотрена возможность замены воздушного фильтра.
- Металлический наконечник позволяет выполнять аспирацию при полостных вмешательствах.
- Производительность 20 л/мин обеспечивает эффективное удаление жидкостей и биологических сред.
- Регулируемый диапазон отрицательного давления от 20 до 90 кПа позволяет адаптировать работу под различные клинические задачи.
- Низкий уровень шума не более 60 дБ повышает комфорт медицинского персонала.
- Продолжительная непрерывная работа до 4 часов позволяет использовать оборудование при длительных процедурах.
- Надёжная конструкция рассчитана на регулярное медицинское применение.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Армед
Страна бренда	Россия
Отрасли	Здравоохранение

Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010040029.pdf
Габариты, мм	360×315×805
Вес, кг	17.6
Габариты в упаковке, мм	440×410×870
Электропитание, В	220
Потребляемая мощность, Вт	180
Страна производства	Китай

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описание в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.