

Медицинский передвижной хирургический отсасыватель Armed 7A-23D

Аспираторы (отсасыватели)



Ваша цена

Розница
11 593 руб.

Оптовая цена
11 489 руб.



Под заказ

Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

Описание

Медицинский передвижной хирургический отсасыватель Armed 7A-23D

Медицинский передвижной хирургический отсасыватель Armed 7A-23D предназначен для удаления биологических жидкостей, газов и частиц тканей из операционных ран и полостей во время проведения и после хирургических вмешательств. Оборудование широко применяется в хирургии, гинекологии и эндоскопических процедурах.

Модель выполнена в передвижном исполнении и сочетает компактные размеры с удобством эксплуатации в медицинских учреждениях. Корпус изготовлен из металла и оснащён ручкой для перемещения, а также четырьмя маневренными колёсами для мобильного использования.

Управление работой осуществляется кнопкой включения и механическим поворотным регулятором, позволяющим изменять интенсивность аспирации. Для контроля рабочих параметров предусмотрена шкала со стрелочным индикатором давления.

Для повышения удобства работы во время операций отсасыватель комплектуется ножной педалью, позволяющей включать устройство без использования рук.

Конструкция включает две стеклянные ёмкости-сборника, при этом крышка одной из них оснащена поплавковым клапаном, предотвращающим переполнение и защищающим аппарат от попадания жидкости. Для дополнительной защиты предусмотрен воздушный фильтр со сменными элементами.

В комплект поставки входит металлический наконечник, предназначенный для выполнения полостной аспирации при хирургических вмешательствах.

Показания к применению

- Удаление биологических жидкостей во время операций.
- Удаление газов из операционных полостей.
- Удаление частиц тканей при хирургических вмешательствах.
- Проведение аспирации в хирургической практике.
- Использование в гинекологии.
- Применение при эндоскопических вмешательствах.
- Проведение аспирации в послеоперационный период.

Особенности

- Передвижное исполнение на четырёх маневренных колёсах.
- Корпус из металла.
- Ручка для удобного перемещения оборудования.
- Механический регулятор интенсивности аспирации.
- Стрелочный индикатор контроля давления.
- Ножная педаль для бесконтактного включения.
- Две стеклянные банки-сборника.
- Поплавковый клапан защиты от перелива.
- Воздушный фильтр со сменными элементами.
- Металлический наконечник для полостной аспирации.
- Низкий уровень шума.
- Высокая производительность.
- Надёжная конструкция для интенсивного медицинского применения.
- Продолжительный срок эксплуатации.

Комплект поставки

- Отсасыватель Armed 7A-23D.
- Воздушный фильтр.
- Клапан от перелива.
- Банка-сборник – 2 шт.
- Соединительная трубка – 2 шт.
- Металлический наконечник для полостей.
- Катетер – 1 шт.
- Ножная педаль-выключатель.
- Комплект документов.

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Тип отсасывателя	передвижной
Материал корпуса	металл
Количество банок-сборников	2 шт.
Материал банки-сборника	стекло
Производительность	20 л/мин
Диапазон отрицательного давления	20 – 90 кПа
Объём одной банки-сборника	2 500 мл
Уровень шума	не более 60 дБ
Цикл работы	30/15 мин
Гарантия	1 год

Преимущества

- Передвижная конструкция на четырёх маневренных колёсах обеспечивает удобное перемещение между кабинетами и операционными.
- Металлический корпус рассчитан на интенсивную ежедневную эксплуатацию в медицинских учреждениях.
- Ручка облегчает транспортировку оборудования внутри отделения.
- Механический поворотный регулятор позволяет быстро изменять интенсивность аспирации.
- Стрелочный индикатор давления обеспечивает визуальный контроль рабочих параметров.
- Ножная педаль позволяет управлять включением оборудования без использования рук во время проведения процедур.
- Производительность 20 л/мин обеспечивает эффективное удаление жидкостей, газов и биологических материалов.
- Регулируемый диапазон отрицательного давления от 20 до 90 кПа позволяет адаптировать работу под различные клинические задачи.
- Две стеклянные банки-сборника объёмом по 2 500 мл обеспечивают увеличенный запас для проведения продолжительных вмешательств.
- Поплавковый клапан автоматически предотвращает переполнение одной из ёмкостей.
- Воздушный фильтр обеспечивает дополнительную защиту внутренних узлов аппарата.
- Предусмотрена возможность замены воздушных фильтров.
- Металлический наконечник расширяет возможности выполнения полостной аспирации.
- Низкий уровень шума не более 60 дБ повышает комфорт медицинского персонала и пациентов.
- Надёжная конструкция обеспечивает стабильную работу при регулярном медицинском использовании.
- Продолжительный ресурс эксплуатации снижает потребность в частом обслуживании оборудования.
- Компактные габариты 360 × 320 × 480 мм позволяют удобно размещать устройство в рабочей зоне.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Армед
Страна бренда	Россия
Отрасли	Здравоохранение

Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010040028.pdf
Габариты, мм	360×320×480/730
Вес, кг	13.7
Габариты в упаковке, мм	460×400×570
Электропитание, В	220
Потребляемая мощность, Вт	180
Страна производства	Китай

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описание в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.