

Медицинский почкообразный лоток Ока-Медик ЛМПч-160

Контейнеры для дезинфекции

Ваша цена

Розница

223 руб.

Оптовая цена

215 руб.



Под заказ

Области применения:

- Здравоохранение



НДС не облагается

Описание

Медицинский почкообразный лоток Ока-Медик ЛМПч-160

Медицинский почкообразный лоток Ока-Медик ЛМПч-160 предназначен для размещения медицинских инструментов и других изделий медицинского назначения при проведении лечебно-профилактических процедур в учреждениях всех профилей. Конструкция изделия обеспечивает удобство использования в ежедневной клинической практике и организацию рабочего пространства медицинского персонала.

Лоток изготовлен из нержавеющей стали, устойчивой к циклам многократной обработки. Изделие рассчитано на дезинфекцию и стерилизацию всеми основными методами, включая паровую обработку, обработку в сухожаровом шкафу и химические способы. Материал обеспечивает стабильность геометрии и долговечность при интенсивной эксплуатации.

Средний срок службы изделия составляет не менее 5 лет, что делает его практичным решением для оснащения медицинских учреждений с высокой нагрузкой.

Особенности

- Изготовление из нержавеющей стали, устойчивой к многократной дезинфекции и стерилизации.
- Совместимость со всеми основными методами стерилизации: паровой, сухожаровой и химической.
- Устойчивость к коррозии и длительной эксплуатации в условиях медицинских учреждений.
- Эргономичная почкообразная форма для удобного размещения инструментов.
- Простота очистки и подготовки к повторному использованию.
- Длительный срок службы — не менее 5 лет.

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Материал	Нержавеющая сталь 12Х18Н10Т и 12Х
Срок службы	не менее 5 лет

Преимущества

- Почкообразная форма обеспечивает удобное размещение медицинских инструментов и расходных материалов.
- Изготовлен из нержавеющей стали, устойчивой к коррозии и механическим воздействиям.
- Подходит для многократной дезинфекции и стерилизации различными методами.
- Совместим с паровой стерилизацией, обработкой в сухожаровом шкафу и химическими способами дезинфекции.
- Гладкая поверхность облегчает санитарную обработку и очистку изделия.
- Устойчив к воздействию медицинских дезинфицирующих средств.
- Компактные размеры обеспечивают удобство размещения на медицинских столиках и в рабочих зонах.
- Прочная конструкция рассчитана на длительную ежедневную эксплуатацию.
- Не деформируется при регулярных циклах стерилизации.
- Подходит для использования в лечебно-профилактических учреждениях любого профиля.

- Небольшая масса облегчает переноску и работу медицинского персонала.
- Средний срок службы составляет не менее 5 лет.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Ока-Медик
Страна бренда	Россия
Отрасли	Для отделения стерилизации
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010005585.pdf
Габариты, мм	160×70×25
Вес, кг	0.15
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.