

Медицинский почкообразный лоток Ока-Медик ЛМПч-260

Контейнеры для дезинфекции

Ваша цена

Розница

506 руб.

Оптовая цена

488 руб.



В наличии

Области применения:

- Здравоохранение



НДС не облагается

Описание

Медицинский почкообразный лоток Ока-Медик ЛМПч-260

Медицинский почкообразный лоток Ока-Медик ЛМПч-260 предназначен для размещения медицинских инструментов, перевязочных материалов и других изделий медицинского назначения при проведении различных процедур в лечебно-профилактических учреждениях всех профилей.

Лоток изготовлен из нержавеющей стали, устойчивой к циклам многократной обработки, включая дезинфекцию и стерилизацию различными методами. Изделие допускает обработку паром, стерилизацию в сухожаровом шкафу и химические способы дезинфекции.

Почкообразная форма обеспечивает удобное размещение инструментов и расходных материалов во время проведения медицинских манипуляций. Конструкция изделия рассчитана на интенсивную ежедневную эксплуатацию и обеспечивает длительный срок службы.

Средний срок службы медицинского почкообразного лотка составляет не менее 5 лет.

Особенности

- Почкообразная форма обеспечивает удобное размещение медицинских инструментов и материалов.
- Изготовлен из нержавеющей стали, устойчивой к коррозии и воздействию дезинфицирующих средств.
- Подходит для многократной стерилизации и дезинфекции различными методами.
- Совместим с паровой обработкой, сухожаровой стерилизацией и химическими способами обработки.
- Гладкая поверхность облегчает очистку и санитарную обработку изделия.
- Устойчив к деформации при регулярных циклах стерилизации.
- Прочная конструкция рассчитана на длительную эксплуатацию.
- Подходит для оснащения процедурных, перевязочных, хирургических и стоматологических кабинетов.
- Материал изделия устойчив к износу при интенсивной эксплуатации.
- Средний срок службы составляет не менее 5 лет.

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Материал	Нержавеющая сталь 12Х18Н10Т и 12Х
Срок службы	не менее 5 лет

Преимущества

- Почкообразная форма обеспечивает удобное размещение медицинских инструментов и перевязочных материалов.
- Изготовлен из нержавеющей стали, устойчивой к коррозии и воздействию дезинфицирующих средств.
-

Подходит для многократной стерилизации и дезинфекции различными методами.

- Совместим с паровой обработкой, стерилизацией в сухожаровом шкафу и химическими способами обработки.
- Гладкая поверхность облегчает очистку и санитарную обработку изделия.
- Устойчив к деформации при регулярных циклах стерилизации.
- Прочная конструкция рассчитана на интенсивную ежедневную эксплуатацию.
- Увеличенный размер обеспечивает удобство размещения большего количества инструментов и материалов.
- Материал изделия устойчив к износу при длительном использовании.
- Подходит для оснащения процедурных, перевязочных, хирургических и стоматологических кабинетов.
- Небольшая масса облегчает переноску и работу медицинского персонала.
- Средний срок службы составляет не менее 5 лет.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Ока-Медик
Страна бренда	Россия
Отрасли	Для отделения стерилизации
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010030045.pdf
Габариты, мм	260×160×32
Вес, кг	0.31
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.