

## Медицинский стетофонендоскоп KaWe Double (с двойной головкой)

Стетоскопы



### Ваша цена

Розница  
**498 руб.\***

6 €

Оптовая цена  
**498 руб.**

6 €

\* ориентировочная цена на 13.06.2026, актуальную цену уточняйте у менеджера

НДС не облагается



Под заказ

### Области применения:

- Здравоохранение

## Описание

### Медицинский стетофонендоскоп KaWe Double

Медицинский стетофонендоскоп KaWe Double – универсальный диагностический инструмент для аускультации внутренних шумов организма. Модель предназначена для использования врачами общей практики и средним медицинским персоналом при проведении диагностических осмотров пациентов.

Двойная головка объединяет функции стетоскопа и фонендоскопа, позволяя эффективно выслушивать как низкочастотные, так и высокочастотные звуки. Такая конструкция обеспечивает комплексную оценку состояния пациента без необходимости использования нескольких диагностических инструментов.

Стетоскопическая часть предназначена для аускультации низкочастотных звуков, включая лёгочные шумы. Фонендоскопическая мембрана используется для выслушивания высокочастотных звуков, таких как сердечные тоны и звуки работы кишечника. Переключение между режимами осуществляется поворотом головки на 180°.

Головка изготовлена из алюминия и оснащена пластиковым кольцом, снижающим дискомфорт пациента при контакте с кожей. Гибкий звукопровод длиной 58 см обеспечивает удобство работы, а анатомические дужки из хромированной латуни с пластиковыми оливами способствуют надёжной звукоизоляции и комфортному использованию.

### Особенности

- Комбинированная головка с функциями стетоскопа и фонендоскопа.
- Два режима аускультации в одном инструменте.
- Переключение режимов поворотом головки на 180°.
- Головка изготовлена из алюминия.
- Пластиковое кольцо для уменьшения раздражения от контакта с холодной поверхностью.
- Стетоскопическая воронка для выслушивания низкочастотных звуков.
- Фонендоскопическая мембрана для аускультации высокочастотных шумов.
- Один гибкий звукопровод с разветвлением на дужки.
- Длина звукопровода 58 см.
- Анатомические дужки из хромированной латуни.
- Пластиковые оливы для улучшения звукоизоляции.
- Небольшой вес для комфортного ежедневного использования.
- Подходит для врачей общей практики и среднего медицинского персонала.
- Оптимальное сочетание функциональности и стоимости.

### Показания к применению

- Аускультация сердца.
- Выслушивание лёгочных шумов.
- Оценка работы желудочно-кишечного тракта.
- Проведение первичных и плановых медицинских осмотров.
- Диагностические обследования пациентов в амбулаторных и стационарных условиях.

### Комплект поставки

- Стетофонендоскоп KaWe Double.

- Паспорт изделия.

## Технические характеристики

Характеристика	Значение
Режимы головки	Стетоскоп, фонендоскоп
Материал головки	Алюминий
Диаметр мембраны	43 мм
Диаметр воронки	20 мм
Количество звукопроводов	1
Длина звукопровода	58 см
Материал дужек	Хромированная латунь
Набор запасных частей	Нет

## Преимущества

- Совмещает функции стетоскопа и фонендоскопа в одном инструменте.
- Позволяет проводить аускультацию низкочастотных и высокочастотных звуков.
- Переключение между режимами осуществляется поворотом головки на 180°.
- Алюминиевая головка отличается небольшим весом и устойчивостью к повседневной эксплуатации.
- Пластиковое кольцо на стетоскопической части уменьшает дискомфорт пациента при контакте с кожей.
- Длина звукопровода 58 см обеспечивает удобство проведения обследований.
- Гибкий звукопровод способствует комфортной работе в различных условиях.
- Анатомические дужки обеспечивают надёжное и удобное расположение в слуховом канале.
- Хромированные латунные дужки отличаются прочностью и долговечностью.
- Пластиковые оливки улучшают звукоизоляцию от внешних шумов.
- Подходит для комплексной оценки состояния сердечно-сосудистой, дыхательной и пищеварительной систем.
- Небольшой вес 97 г снижает нагрузку при длительном использовании.
- Универсальное решение для врачей общей практики и среднего медицинского персонала.
- Простая и надёжная конструкция не требует специального обслуживания.
- Подходит для ежедневной эксплуатации в медицинских учреждениях различного профиля.
- Оптимальное сочетание функциональных возможностей и стоимости.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
<b>Бренд</b>	KaWe
<b>Страна бренда</b>	Германия
<b>Отрасли</b>	Здравоохранение
<b>Ссылка на документы</b>	<a href="https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010040036.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010040036.pdf</a>
<b>Вес, кг</b>	0.097
<b>Страна производства</b>	Германия

### Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.