

## Медицинский светильник KaWe Masterlight без крепления к столу

Медицинские светильники    Арт. 10.1.2020.002



### Ваша цена

Розница  
**27 246 руб.**

Оптовая цена  
**26 345 руб.**



В наличии

### Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

## Описание

### Медицинский светильник KaWe Masterlight без крепления к столу

Медицинский светильник KaWe Masterlight без крепления к столу предназначен для дополнительного освещения рабочего поля при проведении медицинских осмотров, диагностических процедур и мелких оперативных вмешательств. Светильник оснащён светодиодным источником света с фиксированной фокусировкой луча, обеспечивающим направленный световой поток и высокое качество освещения.

Модель позволяет получать однородное бестеневое освещение, необходимое для точной визуализации тканей и анатомических структур. Цветовая температура около 3200 К способствует естественной передаче цветов, а угол излучения 24° обеспечивает концентрацию света непосредственно в рабочей зоне.

Корпус изготовлен из металла и имеет чёрное защитное покрытие, устойчивое к обработке стандартными чистящими и дезинфицирующими растворами с содержанием спирта менее 20 %. Гибкая часть конструкции вращается на 360°, позволяя быстро и удобно настраивать положение лампы в соответствии с потребностями медицинского специалиста.

Светильник может использоваться в качестве дополнительного источника освещения в кабинетах различных медицинских специалистов и отличается минимальным тепловыделением даже при длительной эксплуатации. Для подключения к электросети предусмотрен кабель длиной 3 м.

Для установки светильника могут использоваться дополнительные аксессуары. В зависимости от особенностей оснащения кабинета светильник совместим с [настольным креплением KaWe & nbsp; Masterlight](#), обеспечивающим фиксацию на столешнице, а также с [настенным креплением KaWe & nbsp; Masterlight](#), предназначенным для стационарного монтажа на стену.

### Показания к применению

- Медицинские осмотры пациентов.
- Диагностические процедуры.
- Мелкие оперативные вмешательства.
- Малоинвазивные медицинские процедуры.
- Дополнительное освещение рабочего поля.
- Оснащение кабинетов офтальмолога.
- Оснащение кабинетов отоларинголога.
- Оснащение кабинетов гинеколога.
- Оснащение кабинетов уролога.

### Особенности

- Светодиодный источник света.
- Фиксированная фокусировка светового луча.
- Направленный световой поток.
- Однородное контрастное освещение рабочего поля.
- Бестеневое освещение.
- Высокое качество визуализации тканей.
- Возможность различать тончайшие цветовые детали тканей.
- Угол излучения светового потока 24°.
- Цветовая температура около 3200 К.
- Гибкая часть корпуса с вращением на 360°.

- Удобная регулировка положения лампы.
- Металлический корпус.
- Чёрное защитное покрытие корпуса.
- Устойчивость к обработке растворами с содержанием спирта менее 20 %.
- Минимальное тепловыделение при длительной работе.
- Длительный ресурс светодиодной лампы.
- Кабель питания длиной 3 м.
- Возможность установки на крепление к столу или передвижную стойку.

### Комплект поставки

- Корпус светильника.
- Светодиодная лампа.
- Паспорт изделия.
- Руководство по эксплуатации.

### Технические характеристики

Характеристика	Значение
Источник света	Светодиодная лампа
Мощность светодиода	7 Вт
Ресурс светодиода	40 000 ч
Угол излучения светодиода	24°
Цветовая температура лампы	3200 К
Размер светового пятна на расстоянии 0,5 м	100 мм
Регулировка яркости	Нет
Угол поворота гибкой части корпуса	360°
Длина кабеля питания	3 м

### Преимущества

- Светодиодный источник света с низким энергопотреблением.
- Направленный световой поток с фиксированной фокусировкой луча.
- Однородное контрастное освещение рабочей зоны.
- Бестеневое освещение исследуемой области.
- Высокое качество цветопередачи для точной визуализации тканей.
- Цветовая температура около 3200 К обеспечивает комфортные условия для работы врача.
- Угол излучения 24° для эффективной концентрации света в рабочем поле.
- Размер светового пятна 100 мм на расстоянии 0,5 м.
- Гибкая часть корпуса вращается на 360°.
- Удобная настройка положения светильника под конкретную процедуру.
- Металлический корпус с износостойким покрытием чёрного цвета.
- Устойчивость к регулярной обработке чистящими и дезинфицирующими растворами.
- Допускается использование средств с содержанием спирта менее 20 %.
- Минимальное тепловыделение при продолжительной эксплуатации.
- Ресурс светодиодной лампы составляет 40 000 ч.
- Подходит для оснащения кабинетов офтальмологии, оториноларингологии, гинекологии и урологии.
- Может использоваться в качестве дополнительного источника освещения при малоинвазивных вмешательствах.
- Кабель питания длиной 3 м обеспечивает удобное подключение к электросети.
- Возможность установки на крепление к столу или передвижную стойку.
- Надёжная конструкция для ежедневной эксплуатации в медицинских учреждениях.

### Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	10.12020.002
Бренд	KaWe
Страна бренда	Германия

**Отрасли**

Для кабинета офтальмолога, Для дома, Для кабинета педиатра, Для кабинета дерматолога, Для кабинета стоматолога, Для ЛОР-кабинета

**Ссылка на документы**

<https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00000030856.pdf>

**Вес, кг**

2.2

**Электропитание, В**

220

**Страна производства**

Германия

**Дисклеймер:**

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.