

## Медицинский табурет ДЗМО ТМ-1

Стулья и табуреты



Под заказ

### Области применения:

- Здравоохранение

## Описание

### Медицинский табурет ДЗМО ТМ-1

Медицинский табурет ДЗМО ТМ-1 предназначен для оснащения медицинских кабинетов, манипуляционных помещений, лабораторий и других лечебно-диагностических учреждений. Табурет обеспечивает удобное рабочее место для медицинского персонала при проведении осмотров, процедур и диагностических манипуляций.

Каркас изделия изготовлен из стальных труб с гальваническим покрытием, защищающим конструкцию от коррозии и повышающим срок службы оборудования. Разборная конструкция упрощает транспортировку и хранение табурета.

Сиденье выполнено из фанерного листа с мягкой набивкой из пенополиуретана толщиной 50 мм. Обивка изготовлена из износостойчивой влагозащитной винилискожи, устойчивой к воздействию дезинфицирующих составов и подходящей для эксплуатации в медицинских учреждениях.

Регулировка высоты сиденья осуществляется при помощи газового патрона, что позволяет адаптировать положение табурета под требования пользователя. Пятилучевое основание диаметром 550 мм обеспечивает устойчивость конструкции, а пять мебельных колёс диаметром 50 мм позволяют легко перемещать табурет по помещению.

### Особенности

- Надёжный металлический каркас из стальных труб с гальваническим покрытием.
- Разборная конструкция для удобства транспортировки и хранения.
- Мягкое сиденье с набивкой из пенополиуретана толщиной 50 мм.
- Обивка из износостойчивой влагозащитной винилискожи.
- Устойчивость материалов к дезинфицирующим составам.
- Регулировка высоты сиденья при помощи газлифта.
- Пятилучевое основание диаметром 550 мм.
- Пять устойчивых опор для надёжного размещения на поверхности.
- Пять мебельных колёс диаметром 50 мм.
- Удобное перемещение по кабинету и манипуляционным помещениям.
- Компактная и эргономичная конструкция.
- Максимальная допустимая нагрузка – 130 кг.

### Технические характеристики

| Характеристика                  | Значение         |
|---------------------------------|------------------|
| Диаметр основания               | 550 мм           |
| Диаметр сиденья                 | 360 мм           |
| Высота                          | от 470 до 600 мм |
| Толщина пенополиуретана сиденья | 50 мм            |
| Диаметр колёс                   | 50 мм            |
| Количество колёс                | 5                |
| Допустимая нагрузка             | 130 кг           |

## Преимущества

- Надёжный металлический каркас из стальных труб с гальваническим покрытием.
- Разборная конструкция для удобства транспортировки и хранения.
- Мягкое сиденье с набивкой из пенополиуретана толщиной 50 мм.
- Обивка из износостойчивой влагозащитной винилискожи.
- Устойчивость материалов к воздействию дезинфицирующих средств.
- Регулировка высоты сиденья при помощи газлифта.
- Большой диаметр основания 550 мм обеспечивает устойчивость конструкции.
- Пятилучевое основание повышает надёжность эксплуатации.
- Пять мебельных колёс диаметром 50 мм для удобного перемещения.
- Компактная конструкция для использования в кабинетах с ограниченным пространством.
- Простая очистка и санитарная обработка поверхностей.
- Подходит для оснащения медицинских кабинетов, лабораторий и манипуляционных помещений.
- Максимальная допустимая нагрузка – 130 кг.
- Эргономичная конструкция для комфортной работы медицинского персонала.

## Характеристики

| Параметр:           | Показатель:     |
|---------------------|-----------------|
| Бренд               | ДЗМО            |
| Страна бренда       | Россия          |
| Отрасли             | Здравоохранение |
| Вес, кг             | 4.6             |
| Вес в упаковке, кг  | 5               |
| Страна производства | Россия          |

### Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.