

Медицинский термоконтейнер Термо-Конт МК ТМ-1

Термоконтейнеры и хладоэлементы



Ваша цена

Розница

2 495 руб.

Оптовая цена

2 473 руб.



Под заказ

Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

Описание

Медицинский термоконтейнер Термо-Конт МК ТМ-1

Медицинский термоконтейнер Термо-Конт МК ТМ-1 предназначен для временного хранения и транспортирования вакцин, сывороток, термолabile лекарственных средств, иммунобиологических препаратов, крови и её компонентов, а также кровезаменителей с соблюдением необходимого температурного режима.

Термоконтейнер имеет внутреннюю ванну из ударопрочного пластика, помещённую в прочный чехол из водоотталкивающей ткани с застёжкой-молнией. Крышка сумки дополнительно фиксируется лентой на липучке, а удобная ручка обеспечивает комфортную переноску контейнера.

Корпус изготовлен из жёсткого заливочного пенополиуретана с толщиной стенок 25–32 мм, что обеспечивает эффективную теплоизоляцию. Контейнер объёмом 1,4 л рассчитан на использование с двумя хладоэлементами МХД-3, которые создают необходимый температурный режим внутри камеры. Хладоэлементы приобретаются отдельно.

При температуре окружающей среды до +43 °С термоконтейнер поддерживает температуру от 0 до 10 °С не менее 5 часов, а фармацевтический диапазон от 2 до 8 °С — не менее 4 часов. Кроме того, контейнер может использоваться для защиты препаратов от замерзания при отрицательных температурах окружающей среды при использовании предварительно нагретых хладоэлементов.

Особенности

- Объём внутренней камеры — 1,4 л.
- Жёсткий корпус из заливочного пенополиуретана.
- Толщина теплоизоляционных стенок 25–32 мм.
- Внутренняя ванна из ударопрочного пластика.
- Сумка-чехол из водоотталкивающей ткани.
- Застёжка-молния и дополнительная фиксация крышки лентой на липучке.
- Удобная ручка для переноски.
- Работает с двумя хладоэлементами МХД-3.
- Поддерживает температурный режим при высоких и низких температурах окружающей среды.
- Хладоэлементы в комплект поставки не входят.
- Производство — Россия.

Показания к применению

Термоконтейнер предназначен для временного хранения и транспортирования:

- вакцин;
- сывороток;
- термолabile лекарственных средств;
- иммунобиологических препаратов;
- донорской крови и её компонентов в индивидуальной упаковке;
- кровезаменителей.

Используется в лечебно-профилактических учреждениях, лабораториях, аптеках и фармацевтических компаниях.

Комплект поставки

- Медицинский термоконтейнер Термо-Конт МК ТМ-1.
- Сумка-чехол.
- Руководство по эксплуатации.

Примечание: рекомендованные хладоэлементы МХД-3 (2 шт.) в комплект поставки не входят и приобретаются отдельно.

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Назначение	Временное хранение и транспортирование термолabileй медицинской продукции
Объём	1,4 л
Материал корпуса	Жёсткий заливочный пенополиуретан
Материал внутренней ванны	Ударопрочный пластик
Толщина стенок	25–32 мм
Рекомендованное количество хладоэлементов	2 шт.
Тип применяемых хладоэлементов	МХД-3
Внутренние размеры по дну	185 × 100 × 65 мм
Внутренние размеры по крышке	200 × 115 × 65 мм
Время удержания температуры от 0 до 10 °С при +43 °С	Не менее 5 часов
Время удержания температуры от 2 до 8 °С при +43 °С	Не менее 4 часов
Время удержания температуры от 0 до 10 °С при –20 °С	Не менее 3 часов
Время удержания температуры от 2 до 8 °С при –20 °С	Не менее 2 часов

Преимущества

- Предназначен для безопасного хранения и транспортирования вакцин, сывороток, термолabileй лекарственных средств, иммунобиологических препаратов, крови и её компонентов.
- Эффективная теплоизоляция благодаря корпусу из жёсткого заливочного пенополиуретана.
- Толщина теплоизоляционных стенок 25–32 мм обеспечивает длительное сохранение заданной температуры.
- Внутренняя ванна из ударопрочного пластика устойчива к механическим воздействиям.
- Прочный чехол из водоотталкивающей ткани защищает контейнер при эксплуатации и транспортировке.
- Крышка сумки дополнительно фиксируется лентой на липучке для более надёжного закрытия.
- Удобная ручка облегчает переноску контейнера.
- Работает с двумя хладоэлементами МХД-3, обеспечивающими необходимый температурный режим.
- Поддерживает температуру от 0 до 10 °С до 5 часов при температуре окружающей среды +43 °С.
- Поддерживает фармацевтический температурный диапазон от 2 до 8 °С до 4 часов при температуре окружающей среды +43 °С.
- Обеспечивает защиту термолabileй продукции от замерзания при отрицательных температурах окружающей среды при использовании предварительно нагретых хладоэлементов.
- Компактные размеры позволяют удобно использовать контейнер при выездной работе и транспортировке.
- Подходит для эксплуатации в лечебно-профилактических учреждениях, лабораториях, аптеках и фармацевтических компаниях.
- Российское производство.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Термо-Конт МК
Страна бренда	Россия
Отрасли	Для исследований крови

Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010041134.pdf
Габариты, мм	250×165×135
Вес, кг	0.5
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.