

Медицинский термоконтейнер Термо-Конт МК ТМ-5

Термоконтейнеры и хладоэлементы



Ваша цена

Розница

5 045 руб.

Оптовая цена

5 000 руб.



Под заказ

Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

Описание

Медицинский термоконтейнер Термо-Конт МК ТМ-5

Медицинский термоконтейнер Термо-Конт МК ТМ-5 предназначен для временного хранения и транспортирования вакцин, сывороток, термолабильных лекарственных средств, иммунобиологических препаратов, крови, её компонентов и кровезаменителей с соблюдением необходимого температурного режима.

Корпус контейнера изготовлен из жёсткого заливочного пенополиуретана с толщиной стенок 50–55 мм, обеспечивающего высокую теплоизоляцию. Внутренняя ванна выполнена из ударопрочного пластика, устойчивого к механическим воздействиям и удобного для санитарной обработки.

Термоконтейнер помещён в прочную сумку-чехол из водоотталкивающей ткани с застёжкой-молнией. Крышка дополнительно фиксируется лентой на липучке, а удобная ручка облегчает переноску изделия.

Полезный объём контейнера составляет 5,7 л. Для поддержания необходимой температуры используются предварительно подготовленные хладоэлементы МХД-1, МХД-2 или МХД+5. Хладоэлементы приобретаются отдельно и не входят в комплект поставки.

При температуре окружающего воздуха +43 °С контейнер поддерживает температурный диапазон от 2 °С до 8 °С не менее 39 часов, а при температуре +25 °С сохраняет этот диапазон до 73 часов, что позволяет использовать его для безопасной транспортировки термочувствительной медицинской продукции.

Особенности

- Полезный объём термоконтейнера — 5,7 л.
- Жёсткий корпус из заливочного пенополиуретана.
- Толщина теплоизоляционных стенок 50–55 мм.
- Внутренняя ванна из ударопрочного пластика.
- Водоотталкивающий сумка-чехол с застёжкой-молнией.
- Дополнительная фиксация крышки при помощи липучки.
- Удобная ручка для переноски.
- Совместимость с хладоэлементами МХД-1, МХД-2 и МХД+5.
- Рекомендуемый комплект хладоэлементов — по 5 шт.
- Длительное поддержание температуры при высокой температуре окружающей среды.
- Хладоэлементы приобретаются отдельно.
- Производство — Россия.

Комплект поставки

- Медицинский термоконтейнер Термо-Конт МК ТМ-5.
- Сумка-чехол.
- Эксплуатационная документация.
- Хладоэлементы в комплект поставки не входят и приобретаются отдельно.

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Полезный объём	5,7 л
Материал контейнера	Жёсткий заливочный пенополиуретан
Материал внутренней ванны	Ударопрочный пластик
Толщина стенок	50–55 мм
Рекомендуемый комплект хладоэлементов	5 шт. / 5 шт.
Применяемые хладоэлементы	МХД-1, МХД-2, МХД+5
Внутренние размеры по дну	210 × 150 × 170 мм
Внутренние размеры по крышке	220 × 160 × 170 мм
Удержание температуры при +43 °С	от 2 °С до 8 °С — 39 часов
Удержание температуры при +25 °С	от 2 °С до 8 °С — 73 часа

Преимущества

- Надёжное поддержание температуры от 2 °С до 8 °С при транспортировке термочувствительных препаратов.
- Сохранение рабочей температуры до 39 часов при температуре окружающей среды +43 °С.
- Поддержание температурного режима до 73 часов при температуре окружающей среды +25 °С.
- Жёсткий теплоизоляционный корпус из пенополиуретана.
- Толстые стенки 50–55 мм обеспечивают высокую эффективность теплоизоляции.
- Ударопрочная внутренняя ванна отличается долговечностью и простотой очистки.
- Прочный водоотталкивающий чехол защищает контейнер от внешних воздействий.
- Крышка дополнительно фиксируется липучкой для безопасной транспортировки.
- Совместим с несколькими типами хладоэлементов.
- Небольшой вес облегчает переноску и ежедневную эксплуатацию.
- Подходит для хранения и перевозки широкого спектра медицинской продукции.
- Изготовлен в России.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Термо-Конт МК
Страна бренда	Россия
Отрасли	Для исследований крови
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010041140.pdf
Габариты, мм	320×260×270
Вес, кг	1.2
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.