

Медицинский термоконтейнер Термо-Конт МК ТМ-80

Термоконтейнеры и хладоэлементы



Ваша цена

Розница

12 099 руб.

Оптовая цена

11 991 руб.



Под заказ

Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

Описание

Медицинский термоконтейнер Термо-Конт МК ТМ-80

Медицинский термоконтейнер Термо-Конт МК ТМ-80 предназначен для временного хранения и транспортирования вакцин, сывороток, термолабильных лекарственных средств, иммунобиологических препаратов, донорской крови, её компонентов и кровезаменителей. Изделие обеспечивает поддержание температурного режима от 2 до 8 °С при использовании предварительно подготовленных хладоэлементов и соответствует требованиям холодной цепи при перевозке медицинской продукции.

Корпус термоконтейнера изготовлен из жёсткого заливочного пенополиуретана, обеспечивающего высокую теплоизоляцию. Внутренняя ванна выполнена из ударопрочного пластика с использованием ламинированного картона. Контейнер помещён в прочную сумку-чехол из водоотталкивающей ткани с застёжкой-молнией. Крышка дополнительно фиксируется лентой на липучке, а удобная ручка облегчает переноску изделия.

Полезный объём контейнера составляет 78 л. Для поддержания необходимого температурного режима используются хладоэлементы моделей МХД-1, МХД-2 или МХД+5. В зависимости от температуры окружающей среды термоконтейнер способен сохранять температуру от 2 до 8 °С до 53 часов при температуре окружающей среды +43 °С и до 96 часов при температуре +25 °С. Хладоэлементы приобретаются отдельно и в комплект поставки не входят.

Особенности

- Предназначен для хранения и транспортирования термолабильной медицинской продукции.
- Полезный внутренний объём — 78 л.
- Корпус из жёсткого заливочного пенополиуретана.
- Толщина теплоизоляционных стенок составляет 47,5–52,5 мм.
- Внутренняя ванна изготовлена из ударопрочного пластика с использованием ламинированного картона.
- Сумка-чехол выполнена из водоотталкивающей ткани.
- Крышка фиксируется застёжкой-молнией и дополнительной лентой на липучке.
- Удобная ручка для переноски.
- Совместим с хладоэлементами МХД-1, МХД-2 и МХД+5.
- Продолжительное поддержание температуры от 2 до 8 °С.
- Хладоэлементы приобретаются отдельно.
- Произведён в России.

Комплект поставки

- Медицинский термоконтейнер Термо-Конт МК ТМ-80.
- Сумка-чехол.
- Эксплуатационная документация.
- Хладоэлементы в комплект поставки не входят и приобретаются отдельно.

Технические характеристики

Характеристика	Значение
----------------	----------

Назначение	Временное хранение и транспортирование термолabileйной медицинской продукции	
Полезный объём	78 л	
Материал корпуса	Жёсткий заливочный пенополиуретан	
Материал внутренней ванны	Ударопрочный пластик / ламинированный картон	
Толщина стенок	47,5–52,5 мм	
Рекомендуемый комплект хладоэлементов	29 шт. или 52 шт.	
Применяемые хладоэлементы	МХД-1, МХД-2, МХД+5	
Внутренние размеры по дну	610 × 390 × 320 мм	
Внутренние размеры по крышке	620 × 400 × 320 мм	
Время удержания температуры при +43 °С	От 2 до 8 °С — 53 часа	
Время удержания температуры при +25 °С	От 2 до 8 °С — 96 часов	

Преимущества

- Полезный внутренний объём 78 л для транспортирования крупных партий термолabileйной продукции.
- Поддержание температуры от 2 до 8 °С до 53 часов при температуре окружающей среды +43 °С.
- Сохранение рабочего температурного режима до 96 часов при температуре окружающей среды +25 °С.
- Высокоэффективная теплоизоляция из жёсткого заливочного пенополиуретана.
- Толщина теплоизоляционных стенок 47,5–52,5 мм обеспечивает низкие теплопотери.
- Внутренняя ванна из ударопрочного пластика устойчива к механическим воздействиям.
- Дополнительное усиление конструкции ламинированным картоном.
- Водоотталкивающий чехол защищает контейнер от влаги и загрязнений.
- Крышка фиксируется застёжкой-молнией и дополнительной лентой на липучке.
- Удобная ручка облегчает переноску полностью загруженного контейнера.
- Совместимость с хладоэлементами МХД-1, МХД-2 и МХД+5.
- Возможность выбора оптимального комплекта хладоэлементов в зависимости от условий эксплуатации.
- Подходит для транспортирования вакцин, сывороток, иммунобиологических препаратов, крови и кровезаменителей.
- Соответствует требованиям холодовой цепи при перевозке медицинской продукции.
- Хладоэлементы приобретаются отдельно, что позволяет подобрать необходимую комплектацию.
- Предназначен для многократной эксплуатации в медицинских и фармацевтических организациях.
- Производится в России.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Термо-Конт МК
Страна бренда	Россия
Отрасли	Для исследований крови
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010041143.pdf
Габариты, мм	715×500×410
Вес, кг	4.9
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики

и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.