

## Медицинский вортекс ELMI V-3

Медицинские встряхиватели



### Ваша цена

Розница  
**20 770 руб.**

Оптовая цена  
**19 730 руб.**



Под заказ

НДС не облагается

## Описание

### Медицинский вортекс ELMI V-3

Медицинский вортекс ELMI V-3 – компактный вибрационный встряхиватель для перемешивания компонентов жидкости в пробирках объёмом от 0,5 до 50 мл. Прибор используется в медицинских и научных лабораториях для быстрой гомогенизации образцов и подготовки проб к анализу. Оснащён двумя режимами работы: непрерывным и импульсным (при нажатии пробиркой на рабочую головку).

Скорость перемешивания регулируется в широком диапазоне от 50 до 4 500 об/мин с помощью тумблера. Во время работы головка совершает орбитальные колебательные движения с амплитудой 2 мм, обеспечивая равномерное и щадящее перемешивание содержимого пробирок.

Антивибрационная конструкция корпуса и максимальный диаметр основания гарантируют устойчивость и бесшумность работы, а минимальные габариты делают прибор удобным для установки на рабочем месте.

### Особенности

- Два режима работы – непрерывный и кратковременный.
- Регулируемая скорость перемешивания от 50 до 4 500 об/мин.
- Орбитальное движение головки с амплитудой 2 мм.
- Антивибрационная конструкция и устойчивость на поверхности.
- Компактность, простое управление и низкий уровень шума.

### Технические характеристики

Характеристика	Значение
Диапазон скорости перемешивания	50 – 4 500 об/мин
Тип вращения	Орбитальное
Амплитуда вращения	2 мм
Допустимая температура окружающей среды	от 10 до 45 °С
Допустимая влажность окружающей среды	до 80 %
Объём пробирок	0,5 – 50 мл

## Преимущества

- Антивибрационная конструкция обеспечивает устойчивость прибора за счёт увеличенного диаметра основания.
- Головка вортекса совершает орбитальное колебательное движение с амплитудой 2 мм для равномерного перемешивания образцов.
- Минимальные габариты, бесшумность и простота управления делают прибор удобным для повседневного использования.
- Высокая скорость вращения до 3 200 об/мин позволяет эффективно перемешивать пробы различной плотности.

- Универсальная насадка подходит для большинства стандартных пробирок и микропробирок.
- Возможность работы в непрерывном режиме или по нажатию пробиркой.
- Корпус из прочных материалов с устойчивыми резиновыми опорами предотвращает смещение во время работы.
- Низкий уровень шума и вибрации благодаря оптимизированной системе балансировки.
- Соответствие требованиям лабораторных стандартов качества и безопасности.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
<b>Бренд</b>	ELMI
<b>Страна бренда</b>	Латвия
<b>Ссылка на документы</b>	<a href="https://tech.nv-lab.ru/links/DS-00000001106.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/DS-00000001106.pdf</a> , <a href="https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00000001106.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00000001106.pdf</a>
<b>Габариты, мм</b>	130 × 58
<b>Вес, кг</b>	0.7
<b>Электропитание, В</b>	220
<b>Потребляемая мощность, Вт</b>	не более 1,5
<b>Страна производства</b>	Латвия

### Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.