

Металлическая картотека Промет Практик AFC-07

Стеллажи, шкафы и сейфы

Арт. S20299070202



Ваша цена

Розница

38 100 руб.

Оптовая цена

32 644 руб.

ПРОМЕТ
Сохраняем без потерь

Под заказ

С учетом НДС 22 %

Описание

Металлическая картотека Промет Практик AFC-07

Металлическая картотека Промет Практик AFC-07 предназначена для хранения карточек и архивных документов формата А5. Картотека имеет модульную сборно-разборную конструкцию и оснащена 7 выдвижными металлическими ящиками с разделителями и удобными ручками-выемками.

Каркас картотеки изготовлен из листовой стали толщиной 0,6 мм и покрыт полимерно-порошковой краской серого цвета. Покрытие устойчиво к воздействию чистящих и дезинфицирующих средств, что позволяет использовать картотеку для организации хранения документации в медицинских учреждениях.

Ящики установлены на телескопических направляющих, обеспечивающих плавный ход и полное выдвижение на всю длину даже при полной загрузке. Для повышения безопасности картотека оснащена антипрокидывающим механизмом, который не позволяет одновременно выдвигать несколько ящиков.

Каждый ящик оснащён двумя рамками для нанесения информации. Все ящики картотеки запираются единым центральным ключевым замком. Допустимая распределённая нагрузка на один ящик составляет не более 20 кг.

Особенности

- Модульная сборно-разборная конструкция.
- Каркас из листовой стали толщиной 0,6 мм.
- Полимерно-порошковое покрытие серого цвета.
- Устойчивость покрытия к чистящим и дезинфицирующим средствам.
- 7 выдвижных металлических ящиков.
- Ящики предназначены для хранения документов формата А5.
- Телескопические направляющие с плавным ходом.
- Полное выдвижение ящиков на всю длину.
- Антипрокидывающий механизм, блокирующий одновременное выдвижение нескольких ящиков.
- Ручки-выемки на ящиках.
- По две рамки для нанесения информации на каждом ящике.
- Центральная ключевая замка для запирания всей картотеки.
- Допустимая распределённая нагрузка на один ящик — до 20 кг.
- При нагрузке не более 20 кг на ящик конструкция рассчитана до 40 000 открываний.
- Поставка в разобранном виде для удобства транспортировки.

Конструкция ящиков

Картотека оснащена 7 металлическими выдвижными ящиками, каждый из которых комплектуется продольными и поперечными разделителями. Телескопические направляющие обеспечивают плавное выдвижение ящиков на полную длину и сохраняют свободный ход при полной загрузке.

Внутренние размеры каждого ящика составляют 168 × 433 × 581 мм. Для идентификации содержимого на лицевой стороне каждого ящика предусмотрены две рамки для размещения информации.

Антипрокидывающий механизм блокирует одновременное открывание нескольких ящиков, снижая риск опрокидывания картотеки при эксплуатации.

Безопасность и хранение

- Центральный ключевой замок для запираения всех ящиков.
- 2 ключа в комплекте.
- Антипрокидывающий механизм с блокировкой одновременного выдвижения нескольких ящиков.
- Распределённая нагрузка на один ящик — не более 20 кг.
- Расчётный ресурс — до 40 000 открываний при нагрузке не более 20 кг на ящик.
- Рамки на лицевой стороне ящиков для нанесения идентификационной информации.

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Тип конструкции	Модульная сборно-разборная
Материал каркаса	Сталь
Толщина листовой стали	0,6 мм
Формат документов	A5
Тип покрытия	Полимерно-порошковое
Цвет	Серый полуматовый RAL 7038
Количество ящиков	7 шт.
Внутренние габариты ящика	168 × 433 × 581 мм
Нагрузка на ящик	20 кг
Замок	Ключевой
Гарантия производителя	12 месяцев

Комплект поставки

- Карточка металлическая Промет Практик AFC-07 в разобранном виде — 1 шт.
- Разделители для ящиков продольные — 7 шт.
- Разделители для ящиков поперечные — 14 шт.
- Ключи — 2 шт.
- Паспорт изделия.

Преимущества

- Прочный каркас из листовой стали толщиной 0,6 мм.
- Полимерно-порошковое покрытие, устойчивое к чистящим и дезинфицирующим средствам.
- 7 выдвижных металлических ящиков для хранения документов формата A5.
- Телескопические направляющие обеспечивают плавное выдвижение ящиков на всю длину.
- Свободный плавный ход ящиков сохраняется даже при полной загрузке.
- Антипрокидывающий механизм не позволяет одновременно выдвигать несколько ящиков.
- Каждый ящик оснащён двумя рамками для размещения информации о содержимом.
- В комплект входят продольные и поперечные разделители для организации внутреннего пространства ящиков.
- Допустимая распределённая нагрузка на каждый ящик составляет до 20 кг.
- Конструкция рассчитана до 40 000 открываний при соблюдении нагрузки не более 20 кг на ящик.
- Центральный ключевой замок обеспечивает запирание всей картотеки.
- Сборно-разборная конструкция облегчает транспортировку и сборку изделия.
- Поставка в разобранном виде позволяет оптимизировать транспортировку и хранение.
- Внутренние габариты ящиков составляют 168 × 433 × 581 мм.
- Серый полуматовый цвет покрытия RAL 7038.
- Карточка рассчитана на организацию систематизированного хранения карточек и архивных документов.

Характеристики

Параметр:

Показатель:

Артикул

S20299070202

Бренд

Промет

Страна бренда

Россия

Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/DS-00010041697.pdf
Габариты, мм	1655×570×320
Вес, кг	71
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.