

Металлический трейзер Промет МД 1650 для шкафов МД 1 и МД 2

Стеллажи, шкафы и сейфы

Арт. S26199209100

Ваша цена

Розница

4 860 руб.

Оптовая цена

4 048 руб.

ПРОМЕТ
 Сохраним без потерь

Под заказ

Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается



Описание

Металлический трейзер Промет МД 1650 для шкафов МД 1 и МД 2

Металлический трейзер Промет МД 1650 представляет собой внутреннее отделение для установки в металлические медицинские шкафы моделей МД 1 и МД 2. Трейзер оснащён отдельной запираемой дверцей и предназначен для организации защищённого хранения сильнодействующих препаратов.

Конструкция трейзера выполнена из стали и покрыта полимерно-порошковой краской белого цвета RAL 9003. Покрытие устойчиво к воздействию дезинфицирующих растворов и подходит для эксплуатации в условиях, где требуется регулярная обработка поверхностей.

Дверца трейзера оснащена ключевым замком с 10 000 комбинаций запираения. Трейзер имеет сборно-разборную конструкцию и поставляется в разобранном виде. Установка осуществляется во время сборки шкафа, после чего снять трейзер невозможно.

При оснащении верхнего отделения шкафа стеклянными дверцами трейзер может быть установлен только в нижнее отделение. Внешние габариты изделия составляют 240 × 427 × 252 мм, внутренние — 238 × 425 × 222 мм.

Особенности

- Предназначен для установки в металлические шкафы моделей МД 1 и МД 2.
- Представляет собой отдельное внутреннее запираемое отделение шкафа.
- Предусмотрено отдельное запираение дверцы трейзера.
- Ключевой замок имеет 10 000 комбинаций запираения.
- Стальной корпус обеспечивает прочность конструкции.
- Полимерно-порошковое покрытие устойчиво к воздействию дезинфицирующих растворов.
- Белый цвет покрытия RAL 9003.
- Сборно-разборная конструкция.
- Поставка осуществляется в разобранном виде.
- Установка выполняется во время сборки медицинского шкафа.
- После установки снять трейзер невозможно.
- При наличии стеклянных дверей в верхнем отделении шкафа трейзер устанавливается только в нижнее отделение.

Совместимость

Металлический трейзер Промет МД 1650 предназначен для установки в медицинские металлические шкафы моделей МД 1 и МД 2. Монтаж выполняется на этапе сборки шкафа, поэтому расположение трейзера необходимо определить до завершения сборки.

Если верхнее отделение шкафа оснащено стеклянными дверцами, трейзер устанавливается исключительно в нижнее отделение.

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Тип конструкции	Сборно-разборная
Материал каркаса	Сталь
Тип покрытия	Полимерно-порошковое

Цвет	Белый RAL 9003
Количество дверей	1 шт.
Тип замка	Ключевой
Количество комбинаций запираения	10 000
Количество ключей	2 шт.
Габариты внутренние	238 × 425 × 222 мм
Гарантия производителя	2 года

Комплект поставки

- Трейзер Промет МД 1650 в разобранном виде — 1 шт.
- Комплект фурнитуры — 1 шт.
- Ключи — 2 шт.
- Паспорт изделия.

Преимущества

- Предназначен для установки в металлические медицинские шкафы Промет МД 1 и МД 2.
- Отдельное запираемое внутреннее отделение позволяет организовать обособленное хранение препаратов.
- Ключевой замок с 10 000 комбинациями обеспечивает дополнительный уровень защиты содержимого.
- Стальной корпус обеспечивает прочность и надёжность конструкции.
- Полимерно-порошковое покрытие устойчиво к воздействию дезинфицирующих растворов.
- Сборно-разборная конструкция облегчает транспортировку изделия.
- Компактные габариты позволяют рационально использовать внутреннее пространство медицинского шкафа.
- Трейзер устанавливается непосредственно во время сборки шкафа.
- После установки конструкция не может быть снята, что обеспечивает постоянное размещение трейзера внутри шкафа.
- При оснащении верхнего отделения шкафа стеклянными дверцами трейзер может быть установлен в нижнем отделении.
- В комплекте предусмотрены 2 ключа для отдельного запираения трейзера.
- Белое полимерно-порошковое покрытие RAL 9003 подходит для эксплуатации в медицинской среде.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	S26199209100
Бренд	Промет
Страна бренда	Россия
Отрасли	Здравоохранение
Ссылка на документы	
	https://tech.nv-lab.ru/links/DS-00010041698.pdf ,
	https://tech.nv-lab.ru/links/SS-00010041698.pdf ,
	https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010041698.pdf
Габариты, мм	240×427×252

Вес, кг	4.6
---------	-----

Страна производства	Россия
---------------------	--------

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.