

Мини-логгер температуры Testo 174 T

USB-логгеры



Ваша цена

Розница
8 500 руб.

Оптовая цена
8 075 руб.



Под заказ

Области применения:

- Торговля
- Агропромышленный комплекс

С учетом НДС 22 %

- Измеряет: температуру
- Диапазон измерения, °С: -30...+70

Описание

1-канальный USB -логгер данных температуры Testo 174 T

Testo 174 T – это простой и надёжный логгер температуры. Память на 16000 измеренных значений, ресурс батареи – около 500 дней.

Testo 174 T продаётся в двух комплектациях:

- Testo 174 T: сам логгер с батарейками, без USB-платформы, через которую логгер подключается к компьютеру.
- Testo 174 T вместе с USB-переходником: в комплект, помимо переходника, входит программное обеспечение, позволяющее анализировать и хранить данные.

USB-переходник и ПО подходит для логгеров Testo 174 T и Testo 174 H. Вы можете купить один полный комплект с переходником и нужное количество логгеров.

Драйверы для логгеров и программное обеспечение Testo ComSoft Basic можно скачать с официального сайта производителя. Для работы ПО требуется компьютер с Windows XP (Service Pack 3) и новее.

При хранении лекарств и продуктов питания всегда нужно следить за тем, чтобы температура хранения не превышала определённых предельных значений. С помощью Testo 174 T можно осуществлять непрерывный контроль температуры, независимо от того, хранится ли товар на полке, на прилавке или в холодильнике или холодильной камере. В любое время можно проверить, соблюдаются ли указанные температурные диапазоны.

Логгер надёжно записывает показания и может использоваться для непрерывной записи и документирования данных температуры. Данные сохраняются даже при разрядке или замене аккумулятора. Текущие показания, а также любые возможные нарушения предельных значений, можно сразу увидеть на большом дисплее.

NTC-датчик температуры отличается точностью и измеряет температуру в диапазоне от -30 до +70 °С. Он подходит для использования при очень низких температурах, например, в холодильниках или холодильных камерах.

Логгер также имеет защиту от брызг воды и струй в соответствии с классом защиты IP 65. Его можно не убирать во время уборки складов.

Внесён в Государственный реестр средств измерений.

Работает от батареек типа CR 2032, батарейки входят в комплект. Одного комплекта батареек (2 шт.) хватает примерно на 500 дней работы.

Комплект поставки Testo 174 T:

- Сам логгер 174T с батарейками (2 шт, CR 2032, литиевые).
- Настенное крепление.
- Заводской протокол калибровки.

Комплект поставки Testo 174 T с USB-переходником:

- Сам логгер 174T с батарейками (2 шт, CR 2032, литиевые).
- USB-переходник для подключения к компьютеру.
- Настенное крепление.
- Заводской протокол калибровки.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Testo
Страна бренда	Германия
Отрасли	Торговля, Пищевая промышленность
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/SI-00010009784.pdf , https://tech.nv-lab.ru/links/UM-00010009784.pdf
Измеряет	температуру
Диапазон измерения, °C	-30...+70
Погрешность, °C	0,5
Разрешение, °C	0,1
Габариты, мм	60×38×18,5
Вес, кг	0.035

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.