

Многоразовый детский мешок Амбу TOPMED-550B

Мешки Амбу Арт. 9104-11-55



Ваша цена

Розница

4 509 руб.

Оптовая цена

4 469 руб.



Под заказ

Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

Описание

Многоразовый детский мешок Амбу TOPMED-550B

Многоразовый детский мешок Амбу TOPMED-550B предназначен для проведения искусственной вентиляции лёгких ручным способом детям с массой тела от 10 до 40 кг при дыхательной недостаточности различной этиологии. Изделие обеспечивает эффективную респираторную поддержку в экстренных и плановых клинических ситуациях.

Мешок применяется в автомобилях скорой медицинской помощи, отделениях анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии, во время транспортировки пациентов внутри медицинских учреждений, а также службами спасения при авариях, катастрофах и массовом поступлении пострадавших.

Комплект включает многоразовый силиконовый дыхательный мешок объёмом 550 мл, резервуарный мешок объёмом 2 900 мл, многоразовую анестезиологическую маску №3, кислородную трубку длиной 2 м со звездообразным внутренним просветом и шарнирный переходник с клапаном пациента и клапаном ограничения давления. Все элементы поставляются в прочном пластиковом боксе с прозрачной крышкой и ручкой для переноски.

Дыхательный мешок и маска изготовлены из материалов, допускающих многократную стерилизацию в автоклаве, что делает изделие удобным для многократного применения в условиях медицинских учреждений.

Особенности

- Многоразовый дыхательный мешок объёмом 550 мл.
- Предназначен для детей с массой тела от 10 до 40 кг.
- Дыхательный мешок изготовлен из медицинского силикона.
- Многоразовая анестезиологическая маска №3.
- До 20 циклов автоклавирования дыхательного мешка и маски.
- Шарнирный переходник с поворотом на 360° для удобства проведения вентиляции.
- Встроенный клапан ограничения давления для снижения риска баротравмы.
- Структурированная поверхность дыхательного мешка обеспечивает надёжный захват.
- Кислородная трубка длиной 2 м со звездообразным внутренним просветом, устойчивым к перегибам и слипанию.
- Резервуарный мешок объёмом 2 900 мл.
- Поставка в индивидуальном пластиковом боксе с прозрачной крышкой и ручкой для переноски.

Показания к применению

- Проведение ручной искусственной вентиляции лёгких детям при дыхательной недостаточности различной этиологии.
- Оказание экстренной медицинской помощи бригадами скорой помощи и спасательными службами.
- Использование в реанимационных отделениях и операционных.
- Проведение респираторной поддержки в отделениях интенсивной терапии.
- Поддержание дыхания во время анестезиологического обеспечения операций.
- Неотложная помощь при бронхиальной астме, отёке лёгких, травмах грудной клетки и других состояниях, сопровождающихся нарушением дыхания.
- Обучение медицинского персонала навыкам проведения ручной вентиляции лёгких.

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Тип мешка	Многоразовый
Назначение	Для детей с массой тела от 10 до 40 кг
Объём дыхательного мешка	550 мл
Материал дыхательного мешка	Медицинский силикон
Количество циклов стерилизации мешка и маски	До 20
Объём резервуарного мешка	2 900 мл
Материал резервуарного мешка	ПВХ
Маска	Многоразовая анестезиологическая №3
Ограничение давления в дыхательном контуре	45 см вод. ст.
Сопротивление вдоху	1,5 ± 0,2 см вод. ст. при потоке 50 л/мин
Сопротивление выдоху	1,8 ± 0,2 см вод. ст. при потоке 50 л/мин
Кислородная трубка	2 м со звездообразным внутренним просветом
Шарнирный переходник	Есть, с осью вращения на 360°
Клапан ограничения давления	Есть
Срок годности	5 лет

Комплект поставки

- Мешок дыхательный с блоком клапанов 550 мл – 1 шт.
- Резервуарный мешок 2 900 мл – 1 шт.
- Многоразовая анестезиологическая маска №3 – 1 шт.
- Кислородная трубка длиной 2 м – 1 шт.
- Пластиковый бокс для хранения и транспортировки – 1 шт.
- Руководство по эксплуатации.

Преимущества

- Предназначен для ручной искусственной вентиляции лёгких детям с массой тела от 10 до 40 кг.
- Многоразовый дыхательный мешок из медицинского силикона.
- Выдерживает до 20 циклов стерилизации в автоклаве вместе с маской.
- Шарнирный переходник с вращением на 360° облегчает проведение вентиляции в любом положении пациента.
- Клапан ограничения давления снижает риск баротравмы лёгких.
- Структурированная поверхность дыхательного мешка обеспечивает надёжный захват и предотвращает скольжение в руках.
- Многоразовая анестезиологическая маска №3 с нераздувной открытой манжетой обеспечивает плотное прилегание к лицу пациента.
- Кислородная трубка длиной 2 м со звездообразным внутренним просветом устойчива к перегибам и слипанию.
- Резервуарный мешок объёмом 2 900 мл входит в стандартную комплектацию.
- Подходит для использования в автомобилях скорой помощи, отделениях реанимации, интенсивной терапии и анестезиологии.
- Удобен при транспортировке пациентов и оказании экстренной медицинской помощи.
- Поставляется в прочном пластиковом боксе с прозрачной крышкой и ручкой для переноски.
- Комплектуется подробным руководством по эксплуатации.
- Срок годности изделия составляет 5 лет.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	9104-11-55
Бренд	TORMED
Страна бренда	Россия
Отрасли	Для кабинета педиатра, Для скорой помощи

Габариты, мм	260×140×140
--------------	-------------

Вес, кг	0.4
---------	-----

Страна производства	Россия
---------------------	--------

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.