

Многоразовый взрослый мешок Амбу TOPMED-1600B

Мешки Амбу Арт. 9104-11-16



Ваша цена

Розница

4 509 руб.

Оптовая цена

4 469 руб.



Под заказ

Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

Описание

Многоразовый взрослый мешок Амбу TOPMED-1600B

Многоразовый взрослый мешок Амбу TOPMED-1600B предназначен для проведения ручной искусственной вентиляции лёгких взрослым пациентам при дыхательной недостаточности различной этиологии. Изделие применяется для экстренного восстановления и поддержания дыхания в условиях скорой медицинской помощи, анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии.

Комплект включает многоразовый дыхательный мешок объёмом 1600 мл, резервуарный мешок объёмом 2900 мл, анестезиологическую маску № 5, кислородную трубку длиной 2,1 м и шарнирный переходник с клапаном пациента и клапаном ограничения давления. Переходник с возможностью вращения на 360° облегчает проведение вентиляции и повышает удобство работы медицинского персонала.

Дыхательный мешок изготовлен из медицинского силикона, устойчивого к автоклавированию до 20 циклов. Маска также допускает многократную стерилизацию, тогда как кислородная трубка и резервуарный мешок повторной обработке не подлежат. Комплект поставляется в прозрачном пластиковом боксе с ручкой для удобного хранения и транспортировки.

Особенности

- Многоразовый дыхательный мешок объёмом 1600 мл.
- Предназначен для взрослых пациентов.
- Дыхательный мешок изготовлен из медицинского силикона.
- Маска и дыхательный мешок выдерживают до 20 циклов автоклавирования.
- Анестезиологическая многоразовая маска № 5 с нераздувной открытой манжетой.
- Шарнирный переходник с осью вращения на 360°.
- Встроенный клапан ограничения давления для снижения риска баротравмы.
- Структурированная поверхность дыхательного мешка предотвращает скольжение в руках.
- Кислородная трубка длиной 2,1 м со звездообразным внутренним просветом, устойчивым к перегибам и слипанию.
- Дополнительный резервуарный мешок объёмом 2900 мл.
- Поставляется в индивидуальном пластиковом боксе с прозрачной крышкой и ручкой для переноски.

Показания к применению

- Проведение ручной искусственной вентиляции лёгких взрослым пациентам.
- Оказание помощи при дыхательной недостаточности различной этиологии.
- Использование в автомобилях скорой медицинской помощи.
- Применение в реанимационных отделениях и отделениях интенсивной терапии.
- Использование в операционных при проведении анестезиологического пособия.
- Экстренная помощь при астме, отёке лёгких, травмах грудной клетки и других неотложных состояниях.
- Применение службами спасения при авариях и массовом поступлении пострадавших.
- Обучение медицинского персонала навыкам проведения ручной вентиляции лёгких.

Комплект поставки

- Мешок дыхательный с блоком клапанов 1600 мл — 1 шт.
- Резервуарный мешок 2900 мл — 1 шт.
- Многоразовая анестезиологическая маска № 5 — 1 шт.

- Кислородная трубка длиной 2,1 м — 1 шт.
- Пластиковый бокс — 1 шт.
- Руководство по эксплуатации.

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Тип мешка	Многоразовый
Назначение	Для взрослых пациентов
Объём дыхательного мешка	1600 мл
Материал дыхательного мешка	Медицинский силикон
Количество циклов стерилизации мешка и маски	До 20
Объём резервуарного мешка	2900 мл
Материал резервуарного мешка	ПВХ
Маска	Многоразовая анестезиологическая № 5
Ограничение давления в дыхательном контуре	65 см вод. ст.
Сопротивление вдоху	1,5 ± 0,2 см вод. ст. при потоке 50 л/мин
Сопротивление выдоху	1,8 ± 0,2 см вод. ст. при потоке 50 л/мин
Кислородная трубка	2,1 м, со звездообразным внутренним просветом
Шарнирный переходник	С осью вращения на 360°
Клапан ограничения давления	Есть
Срок годности	5 лет

Преимущества

- Предназначен для проведения ручной искусственной вентиляции лёгких взрослым пациентам.
- Многоразовая конструкция позволяет использовать изделие после автоклавирования.
- Дыхательный мешок и маска изготовлены из медицинского силикона.
- Мешок и маска выдерживают до 20 циклов стерилизации в автоклаве.
- Шарнирный переходник с вращением на 360° обеспечивает удобное положение дыхательной маски во время вентиляции.
- Клапан ограничения давления снижает риск избыточного давления в дыхательных путях и баротравмы.
- Структурированная поверхность дыхательного мешка обеспечивает надёжный захват и предотвращает скольжение.
- Кислородная трубка со звездообразным внутренним просветом устойчива к перегибам и слипанию.
- Дополнительный резервуарный мешок объёмом 2900 мл позволяет использовать повышенную концентрацию кислорода.
- Многоразовая анестезиологическая маска № 5 оснащена открытой нераздувной манжетой для плотного прилегания к лицу пациента.
- Подходит для использования в скорой медицинской помощи, реанимации, анестезиологии и отделениях интенсивной терапии.
- Комплект поставляется в прочном пластиковом боксе с прозрачной крышкой для безопасного хранения и транспортировки.
- Бокс оснащён удобной ручкой для переноски.
- Поставляется полностью готовым к использованию.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	9104-11-16
Бренд	ТОРМЕТ
Страна бренда	Россия
Отрасли	Для скорой помощи

Габариты, мм	192×100×110
--------------	-------------

Вес, кг	0.4
---------	-----

Страна производства	Россия
---------------------	--------

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.