

Моноблочный монитор пациента Mindray ePM10M

Прикроватные мониторы



- Особенности мониторов: работает от сети или аккумуляторов

mindray

Под заказ

Области применения:

- Здравоохранение

Описание

Модульный монитор пациента Mindray ePM10M

Монитор пациента Mindray ePM10M — это мобильное и универсальное решение для мониторинга жизненно важных параметров в различных клинических условиях. Прибор оснащён 10,1-дюймовым сенсорным экраном и обеспечивает автономную работу до 6 часов.

Модульная конструкция позволяет адаптировать монитор к конкретным задачам — можно приобрести только необходимые модули. Поддерживаются plug-and-play модули, совместимые с серией BeneVision N.

В базовую комплектацию входит мультипараметрический модуль с измерением:

- неинвазивного артериального давления (НИАД),
- двух температурных каналов,
- SpO₂,
- ЭКГ в 3/5 отведениях.

Алгоритмы и технологии:

- Многоотведенческий анализ ЭКГ с возможностью анализа ST и QT-интервалов.
- Точный SpO₂ при низкой перфузии.
- Алгоритм измерения НИАД, сертифицированный Британским обществом по гипертензии (BHS).

Дополнительные модули (по запросу):

- инвазивное артериальное давление (до 4 каналов),
- EtCO₂,
- сердечный выброс,
- анализ анестезиологических газов,
- мониторинг BIS.

Преимущества

- Ёмкостный сенсорный дисплей, диагональ 10,1 дюйм.
- HD-дисплей с широкоугольным обзором $\geq 170^\circ$.
- Плоский дизайн пользовательского интерфейса, общий для всех платформ.
- До 18 настраиваемых быстрых клавиш.
- Одно касание — и открывается мини-экран трендов или задаются базовые показатели в начале мониторинга.
- Протоколы Serial DIAP и HL7 — для интеграции с электронными медицинскими картами (EMR).
- Скрытая ручка переноски без труднодоступных щелей — удобно и гигиенично.
- Поверхность устойчива к медицинским чистящим средствам.
- Гибкие опции крепления — на прикроватную тумбочку или для мобильного использования.
- Функция просмотра данных с до 12 других мониторов ePM — без необходимости центральной станции.

- Функция Caregroup — групповое наблюдение за пациентами с любого подключённого устройства (в том числе через Mobile Viewer).

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Mindray
Страна бренда	Китай
Отрасли	Здравоохранение
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010023640.pdf
Особенности мониторов	работает от сети или аккумуляторов
Габариты, мм	269 × 252 × 159
Вес, кг	4
Электропитание, В	Аккумулятор Li-ion 11,1В, 2600 мАч
Страна производства	Китай

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.