

Морозильник Бирюса 245K-RB

Медицинские морозильники



Ваша цена

Розница
218 045 руб.

Оптовая цена
216 181 руб.

бирюса

Под заказ

НДС не облагается

- Температура в морозильной камере, °C: -18...-40
- Общий объём, л: 242

Описание

Морозильник Бирюса 245K-RB

Предназначен для обеспечения температуры хранения плазмы крови, вакцины, криопреципитата, ферментов и биологических образцов в замороженном состоянии.

Применяется в медицинских и фармацевтических организациях и других профильных учреждениях.

Особенности:

- Микропроцессорный регулятор температуры со сверхчувствительным температурным датчиком.
- Металлическая дверь с замком.
- Дополнительные прозрачные дверцы, закрывающие полки по высоте всего объёма и препятствующие нежелательному воздухообмену между отделениями.
- Автоматическое поддержание температуры в камере.
- Сигнализация при отклонении от заданного диапазона температур.
- Отображение температуры на панели управления.
- Полки сетчатые – 5 шт.
- Улучшенная теплоизоляция и двойной уплотнитель на двери обеспечивают точное поддержание заданной температуры.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Бирюса
Страна бренда	Россия
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010033118.pdf
Тип холодильника	фармацевтический
Форм-фактор холодильника	высокий (напольный)
Дверцы	непрозрачные металлические
Температура в морозильной камере, °C	-18...-40
Общий объём, л	242

Количество компрессоров, шт	1
Габариты, мм	665 × 755 × 1 690
Вес, кг	80
Вес в упаковке, кг	90
Габариты в упаковке, мм	730 × 850 × 1 720
Электропитание, В	220
Потребляемая мощность, Вт	200
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описание в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.