

## Морозильник Бирюса 245K-RB

Медицинские морозильники



### Ваша цена

Розница  
**242 284 руб.**

Оптовая цена  
**227 789 руб.**

**бирюса**

Под заказ

### Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

- Температура в морозильной камере, °С: -18...-40
- Общий объём, л: 242

### Наличие регистрационного удостоверения

РЗН 2020/11305 от 16.07.2020

## Описание

### Морозильник Бирюса 245K-RB

Предназначен для обеспечения температуры хранения плазмы крови, вакцины, криопреципитата, ферментов и биологических образцов в замороженном состоянии.

Применяется в медицинских и фармацевтических организациях и других профильных учреждениях.

Особенности:

- Микропроцессорный регулятор температуры со сверхчувствительным температурным датчиком.
- Металлическая дверь с замком.
- Дополнительные прозрачные дверцы, закрывающие полки по высоте всего объёма и препятствующие нежелательному воздухообмену между отделениями.
- Автоматическое поддержание температуры в камере.
- Сигнализация при отклонении от заданного диапазона температур.
- Отображение температуры на панели управления.
- Полки сетчатые – 5 шт.
- Улучшенная теплоизоляция и двойной уплотнитель на двери обеспечивают точное поддержание заданной температуры.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Бирюса
Страна бренда	Россия
Отрасли	Здравоохранение
Тип холодильника	фармацевтический
Форм-фактор холодильника	высокий (напольный)

Дверцы	непрозрачные металлические
Температура в морозильной камере, °C	-18...-40
Общий объём, л	242
Количество компрессоров, шт	1
Габариты, мм	665×755×1690
Вес, кг	80
Вес в упаковке, кг	90
Габариты в упаковке, см	730×850×1720
Электропитание, В	220±22
Потребляемая мощность, Вт	200
Страна производства	Россия

#### Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.