

Морозильный ларь Бирюса 215К-В

Медицинские морозильники



Ваша цена

Розница
79 350 руб.

Оптовая цена
74 603 руб.

бирюса

Под заказ

НДС не облагается

- Температура в морозильной камере, °С: -18...-40
- Общий объём, л: 211
- Объём морозильной камеры, л: 211

Наличие регистрационного удостоверения

РЗН 2020/11305 от 16.07.2020

Описание

Морозильный ларь Бирюса 215К-В

Предназначен для обеспечения температуры хранения плазмы крови, вакцины, криопреципитата, ферментов и биологических образцов в замороженном состоянии.

Применяется в медицинских и фармацевтических организациях и других профильных учреждениях.

Особенности:

- Электронная система управления со сверхчувствительными датчиками температуры.
- Цифровой дисплей с отображением температуры.
- Световая и звуковая сигнализация отклонения температуры.
- Ручка с замком (надежный механический замок).
- Теплоизоляция камеры.
- Двойной уплотнитель.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Бирюса
Страна бренда	Россия
Тип холодильника	фармацевтический
Форм-фактор холодильника	высокий (напольный)
Дверцы	непрозрачные металлические
Температура в морозильной камере, °С	-18...-40
Общий объём, л	211

Объём морозильной камеры, л	211
Количество компрессоров, шт	1
Габариты, мм	1357×665×815
Вес, кг	56
Вес в упаковке, кг	70
Габариты в упаковке, см	1440×730×860
Электропитание, В	220±22
Потребляемая мощность, Вт	215
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.