

Морозильный ларь Бирюса 215К-В

Медицинские морозильники



Ваша цена

Розница
71 417 руб.

Оптовая цена
70 806 руб.

бирюса

Под заказ

НДС не облагается

- Температура в морозильной камере, °С: -18...-40
- Общий объём, л: 211
- Объём морозильной камеры, л: 211

Описание

Морозильный ларь Бирюса 215К-В

Морозильный ларь Бирюса 215К-В предназначен для хранения плазмы крови, вакцин, криопреципитата, ферментов и других биологических образцов в замороженном состоянии. Он обеспечивает стабильный температурный режим от -40 до -18 °С и применяется в медицинских и фармацевтических учреждениях, лабораториях и других профильных организациях, где требуется строгий контроль температуры и безопасное хранение материалов.

Устройство оснащено электронной системой управления со сверхчувствительными датчиками, цифровым дисплеем для отображения температуры, световой и звуковой сигнализацией отклонений, а также ручкой с замком для защиты содержимого. Камера морозильника имеет высококачественную теплоизоляцию и двойной уплотнитель, что минимизирует теплопотери и снижает энергопотребление.

Особенности

- электронная система управления со сверхчувствительными датчиками температуры;
- цифровой дисплей с отображением температуры;
- световая и звуковая сигнализация при отклонении температуры;
- ручка с замком для защиты содержимого;
- камерная теплоизоляция с двойным уплотнителем;
- электронное управление с возможностью точной установки и контроля температурного режима;
- подходит для хранения биологических образцов, вакцин и криопреципитата;
- простота эксплуатации и обслуживания.

Технические характеристики

Параметр	Значение
Тип двери / крышки	глухая
Количество корзин	4
Управление	электронное
Суточный расход электроэнергии	не более 1,3 кВт·ч
Возможность перевешивания двери	Нет
Дисплей	Да
Сигнализация отклонения / повышения температуры	Да
Условия эксплуатации	температура +10...+35 °С; относительная влажность до 80 % при +25 °С
Средний срок службы	не менее 10 лет

Преимущества

- Температурный диапазон от -40 до -18 °С — обеспечивает длительное хранение замороженных биологических материалов и препаратов.
- Электронная система управления со сверхчувствительными датчиками температуры — позволяет поддерживать точный режим хранения.
- Цифровой дисплей с отображением текущей температуры — облегчает контроль и мониторинг.
- Световая и звуковая сигнализация отклонений температуры — предупреждает о критических изменениях режима.
- Ручка с надежным замком — защищает содержимое от несанкционированного доступа.
- Теплоизоляция камеры и двойной уплотнитель — минимизируют теплопотери и повышают энергоэффективность.
- Четыре корзины для удобного размещения образцов и упаковок — оптимизируют организацию внутреннего пространства.
- Глухая крышка — предотвращает потери холода при открытии морозильного ларя.
- Компактные размеры и мобильность — позволяют размещать ларь в лабораториях, клиниках и аптеках с ограниченной площадью.
- Низкий уровень шума (не более 55 дБА) — обеспечивает комфорт при работе в помещениях.
- Простота обслуживания и надежность — морозильный ларь рассчитан на срок службы не менее 10 лет.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Бирюса
Страна бренда	Россия
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010033117.pdf
Дверцы	непрозрачные металлические
Температура в морозильной камере, °С	-18...-40
Общий объём, л	211
Объём морозильной камеры, л	211
Количество компрессоров, шт	1
Габариты, мм	1 357 × 665 × 815
Вес, кг	56
Вес в упаковке, кг	70
Габариты в упаковке, мм	1 440 × 730 × 860
Электропитание, В	220
Потребляемая мощность, Вт	215
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.