

## Морозильный ларь для хранения медицинских отходов класса Б Бирюса 1552DN

Морозильники для медицинских отходов



### Ваша цена

Розница  
**41 462 руб.**

Оптовая цена  
**41 116 руб.**

**бирюса**

Под заказ

С учетом НДС 22 %

## Описание

### Морозильный ларь для хранения медицинских отходов класса Б Бирюса 1552DN

Оборудование морозильное не бытового назначения: морозильник типа «ларь» предназначен для временного хранения медицинских отходов класса Б (эпидемиологически опасные отходы, инфицированные и потенциально инфицированные микроорганизмами 3-4 групп патогенности, в том числе: материалы и инструменты, предметы, загрязнённые кровью и (или) другими биологическими жидкостями; патологоанатомические отходы; органические операционные отходы (органы, ткани); пищевые отходы и материалы, контактировавшие с больными инфекционными болезнями, вызванными микроорганизмами 3-4 групп патогенности) в лечебно-профилактических учреждениях.

Хранение (накопление) более 24 часов необеззараженных медицинских отходов класса Б осуществляется в ларе не более 7 суток с начала момента накопления отходов (при условии что, температурный режим в ларе выше  $-12^{\circ}\text{C}$ ).

Применение ларя «Бирюса», предназначенного для временного хранения медицинских отходов класса Б, для других целей не допускается.

Ларь может комплектоваться одноразовыми и многоразовыми емкостями, баками жёлтого цвета, предназначенными для хранения медицинских отходов класса Б.

Ларь оснащён бактерицидным светильником, предназначенным для обеззараживания внутренних поверхностей ларя и емкостей для хранения медицинских отходов.

Особенности:

- ларь оснащён электронным блоком и отображает информацию на дисплее;
- принудительная циркуляция воздуха внутри ларя;
- система No Frost;
- электронная система управления;
- световая и звуковая сигнализация отклонения внутренней температуры.

Для удобства перемещения ларь оснащён колёсными опорами.

Комплектация: 1 корзина и 1 бак 20 л (ёмкости для сбора, хранения и перевозки медицинских отходов).

## Характеристики

Параметр:

Показатель:

Бренд

Бирюса

Страна бренда

Россия

Тип холодильника	для медицинских отходов
Дверцы	непрозрачные металлические
Температура в морозильной камере, °C	+10...-18
Общий объём, л	115
Объём морозильной камеры, л	115
Количество компрессоров, шт	1
Хладагент	R-600a
Максимальный шум, дБ	50
Габариты, мм	755 × 540 (без учёта ручки) × 810
Вес, кг	33
Вес в упаковке, кг	34
Габариты в упаковке, мм	840 × 600 × 860
Электропитание, В	220
Потребляемая мощность, Вт	105
Страна производства	Россия

### Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.