

## Морозильный ларь для хранения медицинских отходов класса Б Бирюса 2405DN

Медицинские и фармацевтические холодильники

### Ваша цена

Розница  
**56 047 руб.**

Оптовая цена  
**52 694 руб.**

бирюса

Под заказ

### Области применения:

- Здравоохранение

С учетом НДС 20 %

- Тип холодильника: для медицинских отходов
- Дверцы: непрозрачные металлические
- Температура в морозильной камере, °C: +10...-18
- Общий объём, л: 190
- Объём морозильной камеры, л: 190

Наличие регистрационного удостоверения

## Описание

### Морозильный ларь для хранения медицинских отходов класса Б Бирюса 2405DN

Оборудование морозильное не бытового назначения: морозильник типа «ларь» предназначен для временного хранения медицинских отходов класса Б (эпидемиологически опасные отходы, инфицированные и потенциально инфицированные микроорганизмами 3-4 групп патогенности, в том числе: материалы и инструменты, предметы, загрязнённые кровью и (или) другими биологическими жидкостями; патологоанатомические отходы; органические операционные отходы(органы, ткани); пищевые отходы и материалы, контактировавшие с больными инфекционными болезнями, вызванными микроорганизмами 3-4 групп патогенности) в лечебно-профилактических учреждениях.

Хранение (накопление) более 24 часов необеззараженных медицинских отходов класса Б осуществляется в ларе не более 7 суток с начала момента накопления отходов (при условии что, температурный режим в ларе выше  $-12^{\circ}\text{C}$ ).

Применение ларя «Бирюса», предназначенного для временного хранения медицинских отходов класса Б, для других целей не допускается.

Ларь может комплектоваться одноразовыми и многоразовыми емкостями, баками жёлтого цвета, предназначенными для хранения медицинских отходов класса Б.

Ларь оснащён бактерицидным светильником, предназначенным для обеззараживания внутренних поверхностей ларя и емкостей для хранения медицинских отходов.

Особенности:

- ларь оснащён электронным блоком и отображает информацию на дисплее;
- принудительная циркуляция воздуха внутри ларя;
- система No Frost;
- электронная система управления;
- световая и звуковая сигнализация отклонения внутренней температуры.

Для удобства перемещения ларь оснащён колёсными опорами.

Комплектация: 2 корзины и 2 бака по 20 л (ёмкости для сбора, хранения и перевозки медицинских отходов).

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Бирюса
Страна бренда	Россия
Отрасли	Здравохранение
Тип холодильника	для медицинских отходов
Дверцы	непрозрачные металлические
Температура в морозильной камере, °C	+10...-18
Общий объём, л	190
Объём морозильной камеры, л	190
Количество компрессоров, шт	1
Хладагент	R-600a
Габариты, мм	1055×540 (без учёта ручки)×810
Вес, кг	40
Вес в упаковке, кг	44
Электропитание, В	220±22
Потребляемая мощность, Вт	110
Страна производства	Россия

### Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.