

Нагнетатель к проктологическому набору Кварц НП-01

Проктологическое оборудование



Ваша цена

Розница

5 307 руб.

Оптовая цена
По запросу



Под заказ

Области применения:

- Здравоохранение

С учетом НДС 22 %

Описание

Нагнетатель к проктологическому набору Кварц НП-01

Нагнетатель к проктологическому набору Кварц НП-01 — пневматическое приспособление для нагнетания воздуха в полость кишки во время проведения ректоскопии. Подача воздуха позволяет раскрыть просвет кишки и улучшить обзор исследуемой области при осмотре и проведении необходимых манипуляций.

Нагнетатель состоит из резиновой груши и гибкой соединительной трубки из ПВХ. У основания груши расположен металлический винтовой регулятор давления, на штуцер которого непосредственно надевается соединительная трубка.

Соединительную трубку при необходимости можно заменить. Груша изготовлена из резины, её производительность составляет не менее 38 см³ за одно сжатие.

Пневматический нагнетатель предназначен для использования с ректоскопами проктологического набора Кварц НП-01.

Конструкция

- Резиновая нагнетательная груша.
- Гибкая соединительная трубка из ПВХ.
- Металлический винтовой регулятор давления у основания груши.
- Соединительная трубка устанавливается непосредственно на штуцер регулятора.
- Соединительная трубка может быть заменена при необходимости.

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Тип	Пневматический нагнетатель
Назначение	Нагнетание воздуха в полость кишки при ректоскопии
Тип нагнетательного элемента	Резиновая груша
Материал груши	Резина
Производительность груши	Не менее 38 см ³ за одно сжатие
Соединительная трубка	Гибкая, из ПВХ
Регулятор давления	Металлический, винтовой
Расположение регулятора давления	У основания груши
Совместимость	Ректоскопы проктологического набора Кварц НП-01

Преимущества

- Предназначен для нагнетания воздуха в полость кишечника во время проведения ректоскопии.
- Способствует раскрытию просвета кишечника и улучшению обзора рабочей зоны при обследовании.

- Простая пневматическая конструкция обеспечивает удобство использования во время ректоскопического исследования.
- Резиновая груша обеспечивает подачу не менее 38 см³ воздуха за одно нажатие.
- Металлический винтовой регулятор давления позволяет регулировать подачу воздуха при работе с нагнетателем.
- Гибкая соединительная трубка из ПВХ обеспечивает подключение нагнетателя к ректоскопу.
- Соединительная трубка установлена непосредственно на штуцере регулятора давления.
- Возможность замены соединительной трубки упрощает обслуживание нагнетателя.
- Оптимально подходит для работы с ректоскопами проктологического набора Кварц НП-01.
- Компактная конструкция не требует сложной подготовки к использованию.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	НПФ Кварц
Страна бренда	Россия
Отрасли	Для эндоскопического отделения
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.