

## Настольная подставка для рециркуляторов Defender C

Стойки, подставки и фильтры к рециркуляторам



### Ваша цена

Розница  
**540 руб.**

Оптовая цена  
**518 руб.**



В наличии

С учетом НДС 20 %

- Подходит для рециркуляторов: Defender

**Наличие регистрационного удостоверения**

## Описание

### Настольная подставка для облучателя-рециркулятора Defender C

Компактная настольная подставка для облучателя-рециркулятора Defender C, которую можно разместить на поверхности самых скромных размеров.

Выполнена из органического стекла, толщиной 2 мм.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	TAGLER
Страна бренда	Россия
Подходит для рециркуляторов	Defender
Габариты, мм	350×200×85

### Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.