

Низкая приставная тумба НВ-400 ТДЯн

Мебель для хранения



Ваша цена

Розница

7 658 руб.

Оптовая цена

7 352 руб.



В наличии

С учетом НДС 22 %

- Серия: НВ
- Тип: приставная тумба
- Ширина столешницы, мм: 420
- Материал столешницы: ламинат

Описание

Низкая приставная тумба НВ-400 ТДЯн

НВ-400 ТДЯн — это обычная тумба высотой 60 см (можно поставить под обычный офисный стол). Она на 5 см ниже аналогичной тумбы [НВ-400 ТДЯ](#).

Несущие ламинированные панели окантованы прочной ПВХ-кромкой толщиной 2 мм, что увеличивает ударостойкость и механическую прочность изделий.

Пространство тумбы делится на одну открытую нишу, один ящик на роликовых направляющих и полку, закрытую дверцей.

Габариты тумбы в собранном виде: 420×460×600 мм.

В стандартном исполнении «КОРСА» предлагает тумбы для лабораторных столов серого цвета, но по согласованию с заказчиком возможно изменение цвета на белый без увеличения стоимости. Кроме того, «КОРСА» может изготовить столы по вашим размерам и из материалов, отвечающим вашим задачам.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	КОРСА
Страна бренда	Россия
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/DS-00010007209.pdf
Серия	НВ
Тип	приставная тумба
Ширина столешницы, мм	420
Материал столешницы	ламинат
Габариты, мм	420×460×600

Страна производства

Россия

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.